

塞克陆德全自动尿碘分析仪DAT50SG综合医院、体检机构

产品名称	塞克陆德全自动尿碘分析仪DAT50SG综合医院、体检机构
公司名称	长沙塞克陆德医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塞克陆德 型号:医院型DAT-50SG 检测范围:尿碘：20-1600g
公司地址	湖南省长沙医药健康产业园
联系电话	0731-86243116 18692223012

产品详情

尿碘检测仪可以对标本进行快速、简易、自动化定量测定。主要应用于医院临床孕产妇及婴幼儿尿碘检测，防止出现碘缺乏或者碘过量问题。同时尿碘分析仪还能够检测水、食盐、粮食、土壤的碘元素含量，操作简便，具有高灵敏度和可重复性，是集光、机、电、化学为一体的全自动检测分析仪器。长沙塞克陆德医疗科技有限公司是全国碘元素全自动检测仪、全自动尿碘检测仪、尿碘检测试剂等产品研究、开发及生产为一体的科技型企业，拥有完整、科学的质量管理体系。

塞克陆德全自动尿碘分析仪DAT50SG综合医院、体检机构适用于省直大型医院、妇幼专科、健康体检机构；

校准品位6个，检测样本位50个；

6点定标，检测范围：20ug-1600ug/L；

设备定标r值 > 0.999。

1. 塞克陆德全自动尿碘分析仪DAT50SG综合医院、体检机构性能特点：

自动化：无需前消化处理，样品自动检测、自动统计分析、数据自动上传；

更智能：独立定标、AI智能修正、条码扫描、自动生成曲线图、质控图；

更便捷：随到随测功能；

应用广：应用于医院、健康体检、地病疾控、大专院校、各相关检测机构；

2.塞克陆德全自动尿碘分析仪DAT50SG综合医院、体检机构技术参数：

检测范围：尿碘：20-1600g/L；

相关系数：设备定标相关系数（r）应在0.999～1.000之间；

线性范围：在(20～1600) $\mu\text{g/L}$ 范围内，线性相关系数 $r \geq 0.990$ ，在(20～100) $\mu\text{g/L}$ 范围内的juedui偏差不大于15 $\mu\text{g/L}$ ；在(100～1600) $\mu\text{g/L}$ 范围内的相对偏差不大于 $\pm 10\%$ ；

灵敏度：zui小响应值 20ug/L的碘含量；

重复性：用质控品（148g/L）重复测试10次，变异系数（CV）不大于6%；

批间差：对不同批次产品中的试剂，用质控品（148g/L）重复测试10次，变异系数（CV） 5%；

全自动：使用者只需加入待测样品，整个分析过程仪器自动完成；

准确度：测量guojia标准物质，测量值误差在其不确定度范围以内；

zuida样品数目：软件可灵活设置zuida样品数目；

支持急诊插入；

安全性：电气安全符合GB4793.1的适用要求；

电磁兼容性:应符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010的要求。