

球磨仪方案【赛恩斯】球磨仪

产品名称	球磨仪方案【赛恩斯】球磨仪
公司名称	河南赛恩斯仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区西太康路70号A楼10层1006号
联系电话	18538236848

产品详情

混合型球磨仪

球磨仪公司简介

公司名称：河南赛恩斯仪器设备有限公司

营业执照号码: 914101050981113812

地址：郑州市中原区万达广场写字楼A座1328室

联系人：徐朋立

球磨仪产品简介

作用原理

MM 400的碾磨罐在水平方向上进行圆弧式径向振动。罐内的球体由于其惯性作用对位于光滑的碾磨罐内额壁上的样品进行带有高能量的撞击，并以此粉碎样品。碾磨罐的转动加上碾磨球的运动对样品产生了高强度的混合作用。

通过使用多个小球甚至可以进一步的提高混合的效果。当使用很多个小球时（如玻璃球），生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎。

它能在几秒钟内就可以达到混合、均化粉末和悬浮物的目的。此外，混合型球磨仪还特别适合用于生物细胞破壁以及DNA/RNA的收集。MM400以其优越的性能和高超的灵活度而成为实验室的不可或缺的仪器。

混合型球磨仪

球磨仪公司简介

河南赛恩斯仪器设备有限公司，是一家专注于材料领域进口科研设备销售及服务的专业公司，

公司主营产品：

美国Buehler金相制样设备和硬度计、美国Instron材料试验机、德国Leica电镜制样设备、德国Retsch样品粉碎设备和激光粒度仪、德国Schleibinger混凝土砂浆流变仪、德国IKA实验室常规设备

服务宗旨：

以合理的价格、完善的服务，提供的产品；

以客户需求为导向，以提高客户满意度为目标，球磨仪报价，不断引进市场认可的新产品，为客户带来实验室解决方案。

球磨仪产品简介

MM400混合型球磨仪特点和优势

研磨——可同时破碎192个样品

快速研磨——处理一次样品需1-3分钟

可重复性——同一的破碎结果

灵活——可以选择不同的碾磨容器适应不同实验的需要

操作简单——按键式数字设置研磨时间和频率

适用多种样品——植物样品、动物组织（内脏、皮毛、骨头等）细菌和酵母样本

无交叉污染——使用封闭式碾磨罐或一次性离心管

低温研磨环境——将放有样品的碾磨罐或适配器浸入液氮中冷却2-3分钟，球磨仪方案，取出后移至主机快速固定即可开始研磨，莱驰球磨仪，不需要进行再次冷冻处理，节省液氮。

球磨仪公司介绍

河南赛恩斯仪器设备有限公司拥有强大的技术支持团队，可提供样品制备及测试技术支持、国内实验室参观交流、部分样机体验试用等，欢迎咨询了解，球磨仪，谢谢！

球磨仪产品作用原理

MM 400的碾磨罐在水平方向上进行圆弧式径向振动。罐内的球体由于其惯性作用对位于光滑的碾磨罐内

额壁上的样品进行带有高能量的撞击，并以此粉碎样品。碾磨罐的转动加上碾磨球的运动对样品产生了高强度的混合作用。

通过使用多个小球甚至可以进一步的提高混合的效果。当使用很多个小球时（如玻璃球），生物细胞就可以被破碎了。球与球之间的摩擦撞击作用可以有效导致细胞的破碎。

球磨仪方案-【赛恩斯】-球磨仪由河南赛恩斯仪器设备有限公司提供。河南赛恩斯仪器设备有限公司是一家从事“金相制样设备,硬度计,球磨机,粒度仪,流变仪,试验机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“美国标乐,德国徕卡,德国莱驰,德国史莱宾格,德国IKA”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使【赛恩斯】在科研仪器仪表中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！