

弧菌快速检测盒，养殖不求人2号，全程监控养殖品种的弧

产品名称	弧菌快速检测盒，养殖不求人2号，全程监控养殖品种的弧
公司名称	珠海强龙生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:诊断试剂 级别:超纯、高纯 含量:50 (%)
公司地址	中国 广东 珠海市 三灶镇鱼月村定家湾二巷126号
联系电话	86 0756 6233348 13411369753

产品详情

分类	诊断试剂	级别	超纯、高纯
含量	50 (%)	产品规格	10个/盒

养殖给力：

弧菌在水产上，特别是咸淡水和海水养殖中是最常见的一种病原菌，包括鳃弧菌，创伤弧菌，哈维氏弧菌和河流弧菌等。有很多报道，虾病的发生前兆就是弧菌数量增多。因此，我公司专门开发了养殖不求人2号检测水体中弧菌的数量的试剂盒，就像检测水体溶氧和亚硝酸盐一样可以提前知道水质是否变坏，虾病是否马上会来。帮助广大养殖户随时监控水体或养殖品种的弧菌数量是否超标。

养殖不求人2号（弧菌快速检测盒）

说明书

【产品名称】养殖不求人2号弧菌快速检测盒

yangzhibuqiuren2hao hujunkuaisujiancehe

（下面简称“检测盒”）

【产品用途】供水产养殖中的弧菌、副溶血性弧菌分离检测用。

【使用方法】

1, 把检测盒从冷柜取出, 置35℃恒温下, 放置40分钟, 使之表

面干燥, 方可使用。

2, 把包装袋内的搅拌棒消毒。

3, 取少量待检池水或病鱼虾病灶等培养物, 均匀放在检测盒内的培养基上面。置35℃培养13——16个钟头, 再观察结果。

【试验结果判定】

弧菌在蓝绿色培养基上呈黄色, 半透明, 圆形, 光滑, 湿润较扁平, 有点粘性, 但不易挑起;

副溶血性弧菌呈蓝绿色菌落, 大而扁平, 半透明, 带粘性。

【注意事项】使用前, 检测盒出现破损、变形或培养基已经长菌的应作废。

不要使用超过保质期的检测盒。

【包装、规格】10个/盒。

【贮存】2~8℃保存, 切勿速冻冷藏。

【有效期】3个月。

【生产企业名称】珠海强龙生物科技有限公司

【生产地址】广东省珠海市金湾区三灶工业园

【邮政编码】519040

【电话】0756-6233348 13411369753

【传真】0756-6233348

【电子邮箱】zhqianglong@126.com

【网址】<http://www.zhqianglong.cn>