

# 口罩合成血液穿透测试抗飞溅检测怎么做

产品名称	口罩合成血液穿透测试抗飞溅检测怎么做
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

口罩合成血液穿透测试抗飞溅检测怎么做

口罩合成血液穿透测试将合成血液以一定压力喷向口罩,模拟口罩被穿孔血管血液喷溅的场景,查看是口罩内侧否出现渗透,测试口罩是否拥有防渗透能力。

适用标准

GB19083-2010 医用防护口罩技术要求

YY 0469-2011 医用外科口罩

EN 14683:2005 外科手术面罩.要求和试验方法

EN 14683:2019 外科手术面罩.要求和试验方法

等

测试样品量和周期要求

测试样品量：3-32个；

检测周期：3-7个工作日。

检测周期&口罩送样注意事项

口罩测试样品量及检测周期，根据检验项目实际情况而定；

口罩如需预处理，检测周期需增加3-4天；

送检样品一定要注意包装完好，确保无菌取样及分装。