

LG-20抗肿瘤药物干法制粒机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | LG-20抗肿瘤药物干法制粒机 |
| 公司名称 | 常州力马干燥科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址） |
| 联系电话 | 0519-88968880 18136711288 |

产品详情

LG-20抗肿瘤药物干法制粒机,包括箱体及设置在箱体上的输料装置、上压辊、下压辊、破碎机构及整粒机构,箱体外侧设有前罩机构,所述上压辊、下压辊、破碎机构及整粒机构均设置在前罩机构内,并与前罩机构一起构成制粒区域,输料装置上设有进料装置,前罩机构上接有出料装置;前罩机构包括前罩框架、设置在前罩框架一侧的前罩后面板及设置在前罩框架另一侧的前罩前面板;前罩后面板上开设有上压辊安装孔、下压辊安装孔、破碎机构安装孔及整粒机构安装孔;前罩框架的一侧设有进料口,并通过进料口与输料装置通过法兰相连,前罩机构结构紧凑,设计合理,并提高了前罩结构有了良好的密封性能。

1、设备所配制粒装置和动力装置在空间上进行隔离安装,避免交叉污染;

2、独特的上料系统:料斗采用新颖椭圆结构和换气结构,圆滑过渡,提高了原料的流动性能避免了物料因流动性差和气阻造成的搭桥等现象,保证生产的连续性;

3、所有与物料接触部件方便拆卸,易清洗,工作室密闭,有效防止粉尘外泄,污染环境

- ;
- 4、挤压轮采用特殊不锈钢材料，保证了适用刚度和硬度，耐腐蚀性强，避免材料污染；
 - 5、独特的冷却、输送、铺装系统：物料流动更顺畅，密度更均匀，同时有效的控制输料装置表面温度，避免了因设备长期连续运行导致物料融化粘辊或颗粒变色等现象；
 - 6.独特的挤压装置：能保证压片压力恒定，片料厚度均匀，压辊间隙自动调节，满足成品制粒要求和生产的连续性；
 - 7.独特的冷却系统：设备采用风冷或水冷技术，压辊表面温升可控，并自动调节压辊温度，使片料无溶解、粘连、变色，压辊无结露，有效的降低了污染的可能性；
 - 8.两级整粒系统：粗整粒：把大块颗粒破碎成小块；精整粒：筛分出合格产品，粉尘少，成品率高；
 - 9.制粒所得的颗粒整粒后经气流筛分合格颗粒出料，不合格颗粒重返料仓进行2次制粒；
 - 10.该设备外观独特新颖大方，具有艺术性，同时采用可视化设计，便于观察、维护，提高了设备的可控性；
 - 11.采用人机界面系统，美观易懂，操作简单易懂掌控；
 - 12.完全符合GMP要求；

