

## 实验室水热反应釜 科幂仪器 石家庄水热反应釜

产品名称	实验室水热反应釜 科幂仪器 石家庄水热反应釜
公司名称	安徽科幂机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
联系电话	19856658785 19856658785

### 产品详情

水热合成反应釜适用于反应物料粘度小的液体、气体等介质在不同的反应条件下进行搅拌反应，不适用于粘度大的、带固体料或产生结晶的介质进行搅拌反应。水热反应釜在使用中也会产生一定的故障问题，石家庄水热反应釜，对于用户的使用会造成一定的影响。今天我们就来具体介绍一下水热反应釜常见故障及处理方法。压力计所使用的压力，好在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较，加以校正。氧气用的压力计，要避免与其它气体用的压力计混用。

为了保证设备的正常使用和下一次的方便使用，我们建议反应釜每次使用过后都要进行清洗。反应釜使用后，将反应溶剂从排气阀充入釜内，清洗掉大部份残留物后，注入水半釜进行搅拌10分钟，此时方可打开釜盖，对釜内壁进行清洗。水热反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等，水热反应釜报价，搅拌装置在高径比较大时，可用多层搅拌桨叶，水热反应釜厂家，也可根据用户的要求任意选配。水热合成反应釜适用于反应物料粘度小的液体、气体等介质在不同的反应条件下进行搅拌反应，实验室水热反应釜，不适用于粘度大的、带固体料或产生结晶的介质进行搅拌反应。

确认釜内温度低于反应物系种溶剂沸点后，先用螺杆把釜盖旋扭松开，然后将釜盖打开。水热反应釜每次使用后要及时将其清洗干净，以免锈蚀。反应釜要在的地点使用，并按照

使用说明进行操作。查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及使用温度等条件，要在其容许的条件范围内进行使用。中间的框式搅拌带有刮壁轴，在搅拌的同时还能刮壁。使物料达到好的混合效果。釜体内壁为大型立车精加工，确保活动在旋转时把釜体内壁及釜底的物料完全刮掉。

实验室水热反应釜-科幂仪器(在线咨询)-石家庄水热反应釜由安徽科幂机械科技有限公司提供。安徽科幂机械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！