

百级手术室可以采用空气洁净屏吗 尚佳医疗 洁净屏

产品名称	百级手术室可以采用空气洁净屏吗 尚佳医疗 洁净屏
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

洁净屏的生产厂家洁净屏

河北尚佳医疗器械科技有限公司是一家研发和生产、销售空气净化消毒设备及医疗器械的技术企业，公司配备先进的生产、检测设备和现代化规模生产条件，具备各种净化消毒产品的生产制造能力。公司以“质量求生存、信誉求发展、市场为导向、效益为中心”为企业经营理念，凭借可靠的产品质量、成熟的技术设计、科学的管理体系与客户信赖的服务品质，开拓市场，洁净屏，服务社会。

洁净屏净化洁净屏

活性炭蜂窝过滤器，河北尚佳一用空气净化消毒机，医院洁净屏，采用高吸附力的柱状活性炭与处理过的多孔陶瓷，装填于特支的塑料蜂窝内，俩面用网眼布封装，与光触媒泡沫金属镍网复合。透气好、空气阻力小、净化能力强，具有极强的抗君性能，能有效分解空气中的多种有机污染物，迅速吸附笨、甲全、氨等多种有害气体并加以光催化分解。净化室内空气

13 注意事项

13.1 使用消毒器前应严格按照说明书操作，空气洁净屏，并按产品使用说明书规定定期维护、保养，保养及维修时务必拔下电源插头。

13.2 使用本机在空气消毒时，应保持待消毒空间内环境清洁、干燥，关闭门窗，避免与室外空气流通，以确保消毒效果。

13.3 严禁在存有、物质的场所使用。

13.4 严禁堵塞紫外线空气消毒器的进风口、出风口。

13.5 为确保有效的循环风量和消毒效果，应根据使用环境清洁度定期清理过滤器，保持清洁;不宜使用风速调节器。

13.6 空气净化消毒机应视使用时间检测辐射照度，其辐射照度($44\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (功率 15W的灯)或累积使用时间超过有效寿命时，应及时更换灯管。

13.7 消毒器应由专业人员维修。在中心波长为253.7nm的紫外线下消毒操作时，应戴防护镜、穿防护服。应避免直接照射人体皮肤、黏膜和眼。

百级手术室可以采用空气洁净屏吗-尚佳医疗-洁净屏由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！