

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L

产品名称	恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 容积:50L—1028L 发货周期:1-2天
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L介绍:福意联销售恒温、冷藏设备等等。经过十多年的发展,“福意联(FU.YI.LIAN)”已成为,在吸收外优良的基础上,我们不断推陈出新,与时俱进,开发了具有特色的产品。在激烈的市场竞争中始终立于不败之地。北京福意电器有限公司相关产品在设计与销售上,注重了解行业动态,吸收技术,不断革新改进;在核心部件的选用上,采用厂家提供的元器件,大满足客户高品质的需求。追求技术完备,品质完美,至诚服务的经营方略,用真诚和技术服务于广大用户。愿真诚的同社会各界朋友及有识之士携手合作,以质量求生存 以求发展。

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L适用依据

该产品	1、核酸检测样本56度(65度)灭活
应用范围	1、传染病或者定点【检验科、实验室、PCR实验室】
灭活方式	采用干热高温使用,将核酸检测标本置于柜中设定60 -65 ,时间不少于30分钟。
	依据《新型冠状病毒实验室生物安全指南(第二版)》,进行新型冠状病毒核酸检测
	1、暂按照病原微生物危害程度分类中第二类病原微生物进行管理
	2、建议56度30分钟灭活后,再进行核酸检测

2020年4月22日，中央下铁令，坚决防止疫情反弹，在常态化防控中全面推进复工复产

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L注意事项:

- 1本产品为非产品，请不要在有可燃或性气体的环境中使用恒温恒湿机。
- 2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
- 3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。
- 4.仪器工作中请尽量不要打开箱门，以免对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若
- 5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。
- 6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降
- 7禁止擅自拆卸、、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
- 8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
- 9.接线必须正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
- 10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
- 11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾
- 12.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。
- 13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
- 用干布擦拭仪表，不要使用酒精、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使
- 的危险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L特点： 制冷规划，保箱内温度稳定操控在 4 ± 1 范围内。 风冷，多种毛病报警：高温低温报警、传感毛病报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警等。三种报-法：声响蜂鸣报警，灯火闪耀报警、可接长途报警。开机延时，停机间隔，传感器毛病工作形式等维护功用。微电脑操控.门锁规划，表里双门及玻璃门防凝露规划 家多层可移动式搁架，便利存取，活用空间

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L参数：

参数：		
产品型号 FYL-YS-151L	产品型号 FYL-YS-281L	产品型号 FYL-YS-431L
产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥	产品种类 恒温干燥
产品形式 立式	产品形式 立式	产品形式 立式

冷却/加热方式风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC	冷却/加热方式 风循环+PTC
制 冷 剂 无氟制冷剂	制 冷 剂 无氟制冷剂	制 冷 剂 无氟制冷剂
噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)	噪 音 48dB(a)
功 率 120W	功 率 160W	功 率 200W
电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz	电 源 AC220V , 50Hz
温度范围 0-100	温度范围 0-100	温度范围 0-100
尺寸 595 × 565 × 860毫米	尺寸 595 × 565 × 1440毫米	尺寸 595 × 675 × 1795毫米
内径 504 × 487 × 634毫米	内径 504 × 487 × 1215毫米	内径 504 × 598 × 1570毫米
有效容积 150L	有效容积 280L	有效容积 431L
重 量 64	重 量 99	重 量 129
温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式	温度显示 LCD数字式
脚 轮 有	脚 轮 有	脚 轮 有
止动底角 有	止动底角 有	止动底角 有
外门锁扣 有	外门锁扣 有	外门锁扣 有
温度报警 有	温度报警 有	温度报警 有
断电报警 有	断电报警 有	断电报警 有
传感器故障报警 有	传感器故障报警 有	传感器故障报警 有
电池电量低报警 有	电池电量低报警 有	电池电量低报警 有
属类别 医疗设备	属类别 医疗设备	属类别 医疗设备

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L现场照片：

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L适用范围：主要用于医用、手术室、急救、放射科，内科，库等。用于解决，，手术室及药剂科等科室的恒温储存。如：药物、试剂、、生物制品、贵重等等。福意联恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L适用于医用检验、及高校、科研实验、农业、生物工程、、制药厂、、及卫生等。保存药物、、酶、以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库，一些重要的生物和化学试剂等。

恒温金属浴FYL-YS-151L/281L/431L：公司服务承诺：（1）正常无须更换配件的故障，只收取基本的费用，需换材料的故障需加材料费。（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、lei击、用户自行或请非本人员修过的机器等情况，不予保修。（4）预约.....上门检查.....方案.....确定价格...开始.....后开保修单.....建立回访

福意联服务社会、回报社会是福意联（Fuyilian）企业和员工的行为指南，参加公益是我们的社会责任、应尽的义务。福意联（Fuyilian）正以独特的企业文化熏陶、感染每一位员工与合作伙伴，福意联（Fuyilian）员工的一颗颗“感恩的心”，在工作、生活中温暖你我他。