

# 车载医用冷藏冰箱65L带报警平台记录打印

产品名称	车载医用冷藏冰箱65L带报警平台记录打印
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

福意联医用车载冰箱 福意联车载冷藏箱公司说明-

北京福意电器有限公司集产品开发、设计、制造、销售于一体的实验室、医疗设备制造商。始终以售后用户、质量上为指导思想，坚持以市场为导向，使产品更趋化、系统化，产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事、生物制药、药房、制药厂、站、防疫站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

福意联医用车载冰箱 福意联车载冷藏箱产品用途：

车载运输、药品、生物试剂、制品、抽样储存、成分样、采集、食品及其他物品等冷冻冷藏及特定保温。

福意联医用车载冰箱 福意联车载冷藏箱产品参数：

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
-12 ~ 10 系列	FYL-YS-50LL	70w	12-24V/220v	430 × 480 × 510mm	23KG
	FYL-YS-100LL	70w	12-24V/220v	480 × 490 × 840mm	25KG
(立式侧开门)					
-25 ~ 25 系列 (卧式上开门)	FYL-YS-18A	35W	520 × 270 × 360mm	9.5KG	
	FYL-YS-25A		520 × 270 × 420mm	10.2kg	
-25 ~ 10 系列 (卧式上开门)	FYL-YS-30L	45W	560 × 400 × 398mm	18KG	
	FYL-YS-45L	50w	650 × 400 × 430mm	20KG	
	FYL-YS-60L	55w	650 × 400 × 520mm	22.5KG	
	FYL-YS-108L	60w	605 × 570 × 932mm	27.5KG	
	FYL-YS-158L		955 × 585 × 825mm	37KG	
	FYL-YS-178L	75w	965 × 520 × 855mm	39KG	

	FYL-YS-258L	85w	1040 × 630 × 910m	54KG
	FYL-YS-228L	1048 × 560		
		× 905mm		
-18 ~ 10 系列	FYL-YS-7	80W	791x483x533mm	31KG
	FYL-YS-95A	80w	791x483x633mm	34KG
(冷藏和冷冻一体)	FYL-YS-117A		791x483x733mm	38KG
)				

福意联医用车载冰箱 福意联车载冷藏箱产品参数举例：

**【型号】**FYL-YS-129A**【产品规格】**791 × 483 × 733**【净重】**38kg**【毛重】**42kg**【使用电压】**DC 12V/24V**【冷媒】**R134a**【体积容量】**129L**【内部结构】**单内胆**【制冷方式】**压缩机.电子控温**【额定功率】**80W**【发泡剂】**C5H10/C-Pentane**【外壳材质】**钢材喷涂**【温控范围】**10 ~ -18 **【耗电量】**0.54KW\*h**【结构特点】**1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、高雅之特色。2、选用“ ”压缩机，无氟R134a制冷剂，-制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，高稳定性。3、内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。4、LED绿频液晶显示面板，高温调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5 ，可实现显示温度与内部实际温度的相对高度。5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现节能制冷与强制冷无限转化。6、箱体内部选用高科技合金铝制内胆，不仅强度高，无磨损，耐腐蚀，且传冷均匀速度快，优良，无味，健康。7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。9、高密度药品发泡层，保温性能强，-密封性。10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。11、车载与室内共用，可通过逆变器转化实现交直流使用。12、产品采用高强度精工冷轧板外壳,镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。

**【产品配置清单】**1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、储物筐1个5、车载线1根

福意联医用车载冰箱 福意联车载冷藏箱相关:1.不要用手直接接触破损的电源线，特别在接交流电源。2.不得在冷冻冷藏室使用电器3.在任何时候都要保证冰箱所接的电源电压正确无误（产品的额定电压参数请参看产品的参数标签）4.不要打开冰箱的线路盒5.本制冷设备禁止盛放腐蚀危险物品：如酒精，汽油等6.不要阻挡冰箱压缩机进出风口7.定期给冰箱除霜8.维修或清洁时必须爆掉电源插头9.不要用坚硬，锋利的物品及机械设备来清楚蒸发qi或塑胶件上的冰块10. 不要用带有腐蚀性的材料清洁蒸发qi或塑胶件11.不得损坏制冷回路12.不要把玻璃容器和金属类工具放入冰箱13.当空气湿度较大时冰箱局部表面出现雾状凝露属非故障现象，擦干即可。14.为了保护环境，当产品达到使用寿命不能继续使用时，请将其交给专人或机构处理。