

氧气机 立信 氧气

产品名称	氧气机 立信 氧气
公司名称	河北尚佳医疗器械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨
联系电话	13785850825 13785850825

产品详情

压缩空气冷冻式干燥机系统操作规程

压缩空气冷冻式干燥机系统操作规程

开机程序

- 1.做好运转前的一切检查工作。
- 2.将电源开关ON按下，干燥机开始运转。
- 3.检查干燥机的运转电流值是否正常（请参照铭牌）。
- 4.检查冷凝器风扇马达运转是否正常（由压力开关控制，氧气机，时走时停）。
- 5.待运转三分钟后让压缩空气进入干燥机（启动空压机或打开出入口阀门关紧空气旁路阀，注意空压机的运行方向与箭头方向一致）。
- 6.检查是否有空气泄漏的现象。
- 7.检查入口压缩空气温度是否正常。
- 8.检查入口压缩空气压力是否正常（0.7-1.0MPa）。

9.检查干燥机出入口温差是否正常（温差值10~30 ）。

10.检查排水开启 / 关闭动作是否为周期性动作，平常为关闭，排水时间约3~5秒。

如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，高原氧气机，期待您的到访！

氧站操作规程

氧站操作规程1.对中心供氧站应配备专职人员，专职人员要严格遵守安全常识。2.专职人员在每次换瓶应操作规范化，每个阀门开关用力适度。3.工作人员离开氧站时，应闭灯锁门后方可离去。4.工作人员应清楚掌握用气量情况，即低压报警，开阀换瓶。5.氧站内不许吸烟，不准存放危险物品，氧站周围7.5米内不能有明火可燃物。6.工作人员要清楚知道，病房内使用压力和减压器的操作方法。7.工作人员要劝阻非工作人员在里面停留、玩耍、碰撞。8.在运送气瓶时严禁碰撞设备和正在使用的气瓶。9.氧站在使用时如发现异常、跑气、阀门卡住时，氧气，应停止使用，检修、修复后方可使用。10.氧站要保持通风，要使用防爆灯、防爆开关、防爆排风扇。如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，氧气专用截止阀，期待您的到访！

配房配置使用方法

1、电源：先开启漏电断路器至ON，按试验按钮，看断路器是否弹回，测试完毕后开至ON处。

2、每个床头灯设有开关，。

3、氧气湿化瓶和吸引瓶使用时将插头按方位向阀门插入，卡簧自动锁住插头，同时阀门被接头顶开通气，这时，可根据用气量大小，用湿化瓶（吸引瓶）上的调节阀，调节流量和压力。不用时将终端上面的推拉套（铁套）向外一拨，插头自动推出，阀门封闭停止通气。

4、对讲分机（应答器）设在床头，用时只需按一个手柄键即可（禁止长按不松手）。主机接到信号后按*字键即可接听。

氧气机-立信-氧气由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司位于河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚佳医疗在医疗器械中享有良好的声誉。尚佳医疗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚佳医疗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。