

# 高原氧气机 氧气 尚佳医疗

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高原氧气机 氧气 尚佳医疗           |
| 公司名称 | 河北尚佳医疗器械科技有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨         |
| 联系电话 | 13785850825 13785850825 |

## 产品详情

### 吸引机房设备的注意事项

#### 注意事项

#### 1、吸引机房设备注意事项：

定期检查汽水分离器的水位。

吸引系统使用频率低的医院，要定期手动启动真空泵，保证真空泵不被水锈卡死。

根据当地的空气潮湿程度定期排放真空罐的污物。

定期检查单向阀的密封程度，氧气，保证管路不高于大气环境压力。

定期检查真空表。

#### 2、吸引控制柜注意事项：

定期使用手动键测试真空泵。

定期检验控制柜内的相线保护装置和过载保护装置。

定期检查产品各部件不松动。

### 3、吸引报警器注意事项：

报警器的灵敏度应定期测试。

报警器为故障报警，当报警器报警时，制氧气机，工作人员应立即查找原因。

如需了解更多供气系统请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，期待您的到访！

### 压缩空气冷冻式干燥机系统操作规程

#### 压缩空气冷冻式干燥机系统操作规程

#### 开机程序

- 1.做好运转前的一切检查工作。
- 2.将电源开关ON按下，干燥机开始运转。
- 3.检查干燥机的运转电流值是否正常（请参照铭牌）。
- 4.检查冷凝器风扇马达运转是否正常（由压力开关控制，时走时停）。
- 5.待运转三分钟后让压缩空气进入干燥机（启动空压机或打开出入口阀门关紧空气旁路阀，注意空压机的运行方向与箭头方向一致）。
- 6.检查是否有空气泄漏的现象。
- 7.检查入口压缩空气温度是否正常。
- 8.检查入口压缩空气压力是否正常（0.7-1.0MPa）。
- 9.检查干燥机出入口温差是否正常（温差值10~30℃）。
- 10.检查排水开启/关闭动作是否为周期性动作，平常为关闭，氧气机，排水时间约3~5秒。

如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳，高原氧气机，期待您的到访！

中心供氧站

## 1.1 氧气瓶组供氧的中心供氧站

### 1.1.1 气瓶间

气瓶间应通风良好，室内氧气浓度应小于23%。

气瓶间及控制间室温为10 ~ 38 。

### 1.1.2 汇流排

氧气瓶组供氧汇流排，必须设两组（或多组）气瓶交替供氧，采用自动或手动切换。

为保证系统安全，在氧气汇流排的减压器前，应安装小于25 μ m滤孔的过滤器。

汇流排气瓶组气瓶总数不得超过20瓶。

使用后的空瓶，必须留有0.1MPa以上的余压。

如需了解更多请前往<http://www.hsshangjia.com>尚佳

高原氧气机-氧气-尚佳医疗(查看)由河北尚佳医疗器械科技有限公司提供。河北尚佳医疗器械科技有限公司位于河北省邢台市南宫市明化镇沙里寨。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚佳医疗在医疗器械中享有良好的声誉。尚佳医疗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚佳医疗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。