

# 医用小冰箱双门大容量冷藏柜

产品名称	医用小冰箱双门大容量冷藏柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

## 产品详情

医用小冰箱2到8度产品用途：

医药、化工、工业生物、食品工业、生物工程、生物医药、高等院校、科研机构、健康售后机构、卫生域、域。

-----

医用小冰箱2到8度公司说明：

北京福意电器有限公司设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。作为一家有高度社会责任感和使命感的企业，未来，福意联人将一如既往地携手外知名仪器厂商，不断致力于提供更加优良的和售后，回馈广大企事业单位的默默优良和深深信赖。

医用小冰箱2到8度产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理；温度均匀恒温；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、福意联拥有恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（

具体信息请根据机型选择 )

医用小冰箱2到8度产品参数：

温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
2-8 小型系列	FYL-YS-66L	85W	220V	430 × 480 × 645mm	24KG
	FYL-YS-88L			480 × 470 × 840mm	32KG
	FYL-YS-100E			480 × 490 × 840mm	23KG
4-38 系列	FYL-YS-50LK	85W	220V	430 × 488 × 535mm	25KG
	FYL-YS-100L			480 × 470 × 843mm	31KG
	FYL-YS-138L			540 × 545 × 833mm	40KG
温控范围	型号	功率	电压	尺寸	重量
2-48 系列	FYL-YS-150L	100W		595 × 570 × 865mm	47KG
	FYL-YS-280L	160W		595 × 570 × 1445mm	73KG
	FYL-YS-430L	160w		595 × 680 × 1805mm	105KG
	FYL-YS-230L			595 × 570 × 1215mm	68KG
	FYL-YS-310L			595 × 680 × 1315mm	78KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828LD	310w		1267 × 680 × 1830mm	238KG
	FYL-YS-1028L	360w		1267 × 680 × 2115mm	258KG

1、型号：FYL-YS-280L2、有效容积：280L3、气候类型：N,SN4、额定电压：220V5、额定频率：50Hz6、额定输入电流：0.8A7、噪音（声功计）：42dB（A）8、制冷剂用量：R600a(43g)9、温控范围：2-48（每度可调可控）10、箱体尺寸：595\*570\*1445mm11、内径尺寸：520\*440\*1230mm12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。13、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露15、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。16、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。17、制冷系统与制热系统匹配合理，采用优良翅片式循环，确保箱体恒温，改变传统风循环有温度死角的弊端。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。19、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。21、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。22、配置安全锁，可实现人管。

医用小冰箱2到8度售后：

产品通过；实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的售后，福意联电器掌握关键，具备市场同类产品优良的优势，产品通过ISO9001。

医用小冰箱2到8度相关-实验室冰箱初次使用时的注意事项:1、检查安放位置是否符合要求。2、对照装箱单，清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书，按照说明书的要求进行优良检查。3、检查电源电压是否符合要求。使用的电源应为220V、50Hz单相交流电源，正常工作时，电压波动允许在187-242V之间，如果波动很大或忽高忽低，将影响压缩机正常工作，甚会烧毁压缩机。4、请勿损坏电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电源线。5、检查无误后，冰箱静置数小时，接通电源，仔细听压缩机在启动和运行时的声音是否正常，是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。若有较大的异常声音，应立即切断电源，与的修理人员咨询。6、实验室冰箱在存放物品前，先空载运行一段时间，等箱内温度降低后，再放入物品，存放的物品不能过多，尽量避免冰箱长时间满负荷工作。