

## pcr实验室冷藏箱

产品名称	pcr实验室冷藏箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### pcr实验室冷藏箱

使用范围· 冷藏箱属智能新型多功能恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，温差 $\pm 2$ ，特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、军工、科研等部门使用

特点：1.透明玻璃门,适用范围广。2、采用无氟制冷技术、国际压缩机，质量保证3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间4、体积小，方便搬动5、温度可调控，可在2~48度调节6、大手把，可方便的开门7、屏幕加锁设计，安全可靠8、下部有底脚，可方便的调平箱体9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全可靠，省电10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)11、可调搁架，方便存放不同类的物品12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

冷藏箱注意事项1.恒温箱应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。2.要注意安全用电，根据恒温箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。3.带有电接点温度计式温控器的恒温箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点温度计至需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。4.当一切准备工作就绪后方可将试品放入恒温箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。5.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流向上流动。禁止烘焙易燃、易爆、易挥发及有腐蚀性的物品。6.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200 以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而破裂。7.有鼓风的恒温箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。8.工作完毕后应及时切断电源，确保安全。9.恒温箱内外要保持干净。10.使用

时，温度不要超过恒温箱的使用温度。11.为防止，取放试品时要用专门工具。

福意联冷藏箱广泛适用于科研院校、医疗卫生、生物制药、食品加工、军事航空、高校电子、机械制造、药房、制药厂、血、防疫、卫生、畜牧兽医等诸多行业。福意联冷藏箱采用多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警，多种报警方式，即声音蜂鸣报警；采用多重保护功能：开机延时、停机间隔等。