

# 核酸检测试剂冰箱

产品名称	核酸检测试剂冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

### 核酸检测试剂冰箱

试剂在贮存、运输和销售过程中会受到温度、光辐照、空气和水份等外在因素的影响，使其失效而无法使用。因此要采用合理的包装，适当的贮存条件和运输方式，保证化学试剂在贮存、运输和销售过程中不变质。对一些对贮存和运输有特殊要求的应按特殊要求办理。有些化学试剂有一定的保质期，使用时一定要注意。

部分产品型号展示：

### 产品详细信息

#### 1. 温度控制

风冷，电加热补偿系统，微电脑控制，箱内温度恒定控制在设定温度范围内；

微电脑控温，LED温度显示，便于准确观察监控箱内温度

#### 2. 安全系统

双重显示运行参数(数字显示)；

五种故障报警(高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警)；

两种安全运行程序(传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序)。

## -20度试剂冰箱产品介绍：

放置的位置选择应该是避免阳光直接照射、利于通风，同时与墙面要保持一段距离，以便于运作时产生的热量可以散发。

可选温度记录仪、可选液氮备用系统，可选配存血筐，使用方便。

使用时应防止较硬物件接触、碰撞传感器探头，以免损坏。

涵盖的范围比较广，其大概涵盖：超低温恒温箱，冷藏箱，冷藏箱，医用恒温箱，

采用环保医用材料和福意联公司两项独有专利技术制成的保温冷藏箱，

-20度试剂冰箱中空玻璃门，防凝霜，透明度高，环保保温材料发泡；

控制系统采用进口意大利微电脑温控系统。不锈钢搁架，间隔高度可调整；

制冷系统故障报警（FYL-YS-150L/280L/430L产品）。

优化制冷技术，制冷能力更强。超厚保温层，门体二次密封技术，保温效果好。

安全门锁设计，防止随意开启；中空玻璃门，豪华展示一目了然；

箱体采用优质钢板喷塑，内胆采用镜面不锈钢，箱内隔板间距可调。

温度控制采用进口数显触摸按键，触控式设定、数位及直接显示，

-20度试剂冰箱精确的微电脑控制柜温和显示柜温，误差更小，柜内温度一目了然。

适用于储存冷藏有温度要求的生物制品、生物制剂、或存放需要2-8°之间的物品等。

独特的三道密封结构加隔热系统设计，有效消除结霜现象；特殊设计的低温级电脑控制。

其次，无氟电恒温箱的压缩机采用了与普通恒温箱不同结构的压缩机，其工作状态也存在较大的差异。

## 产品价格承诺：

1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用国内或国际优质产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以惠的价格提供给贵方。

## 售后说明：

1.使用前请阅读说明书后再操作。2.在使用冰箱储存物品时，请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合需存放物品的存放条件。3.冰箱设有内置容器蓝，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。4.再打开包装时有配置的容器蓝，电源线，提手，说明书，合格证，保修卡。5.请将产品放置于干燥场，并注意防雨水。6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接

暴晒在猛烈的阳光下。7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离8.冰箱在流动场合使用应用/带固定9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求10.如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。