

# 德乐NBB-C培养基

产品名称	德乐NBB-C培养基
公司名称	北京德之杰啤酒技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区北小马厂6号1号楼720室
联系电话	63329875 18612006157

## 产品详情

NBB-C培养基 NBB-浓缩液，简称NBB-C，含有酵母的啤酒（如发酵液、未过滤的啤酒、或德国巴伐利亚小麦啤酒）可以用直接加入5%NBB-C的方法进行检测。

NBB-C：浓缩的液体培养基，通过添加酵母浑浊的啤酒样品可以调节所需的选择性，具有更高选择性的液体培养基。只需添加到啤酒样品中进行分析，终显微镜检查，无指标验证

NBB培养基NBB-C培养基使用方法：

将啤酒样品（100-150ml）装入180ml取样瓶中，加5%NBB-C（约8ml）然后用无菌水填满取样瓶。

NBB-C可以进一步用来检查在水或麦汁中的啤酒有害菌。为此，先将样品（约50ml）装入180ml取样瓶中，加5%NBB-C，然后用巴氏杀菌的啤酒补满取样瓶（不要使用太高苦味值的啤酒）。

加过NBB-C的样品在26-28 培养4-8天。NBB-C不含酸碱颜色指示剂，但是啤酒有害菌生长非常迅猛，很容易在显微镜下识别出来。样品有很高的选择性，因此，伴生的非啤酒有害菌不能生长。

我公司同时供应德国德乐NBB培养基：NBB-A培养基，NBB-B培养基，NBB-C培养基，NBB-P培养基。

我公司同时供应德国德乐NBB培养基：NBB-A培养基，NBB-B培养基，NBB-C培养基，NBB-P培养基。