

# 水质样品采样运输冷藏箱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水质样品采样运输冷藏箱             |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司营销部           |
| 价格   | 90000.00/台              |
| 规格参数 | 品牌:福意联                  |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号     |
| 联系电话 | 13910804756 13910804756 |

## 产品详情

水质样品采样运输冷藏箱产品用途：

福意联以精美的产品、精湛的技术、精心的服务赢得了广大用户和市场份额，产品畅销全国；以多功能的实用性，丰富的产品机群解决客户迫切需要解决的难题，受到国内外客户的一致好评和赞誉，树立了在本行业的知名度，打造出属于自己的品牌；福意联人以诚信的服务理念为每位客户提供全方位的优质服务。我们与您真诚合作，共同铺设金色的大道。

水质样品采样运输冷藏箱说明：

北京福意电器有限公司不仅仅提供的科研产品，同时还建立了完善的售后体系，为您实验进行中遇到的问题和困难提供指导帮助。我司坚信，通过我们不断的努力和追求，一定能够实现与各大科研单位互利共赢！公司经营理念：自信源于,源于责任!北京福意电器有限公司拥有雄厚的实力、合理的价格和优良的售后，能够及时解决和满足客户的各方面的需求，与国内多家企业建立了良好的长期合作关系，在市场上树立了公司的良好信誉和形象。

公司不仅具有国内外优良的水平，更有良好的售后和优良的解决方案，咨询洽谈。

车载样品保存设备 车载运输箱参数：

水质样品采样运输冷藏箱图片：

注意事项:1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉

电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于实验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。7、严禁在不使用时长时间运行。8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂无关。

水质样品采样运输冷藏箱福意联：

福意联所出售的商品全部自主产品，本公司对所有售出的商品提供质量保证及的售后，请亲们朋友放心购买！

一年内对所售产品在正常使用和损耗范围内提供免费保修售后,对于没有按要求正常使用或人为、不可抗力因素造成产品损坏的，维修只收材料费。

水质样品采样运输冷藏箱公司介绍：

北京福意电器有限公司致力于为医疗单位、广大高校、科研院所和企事业单位提供优良的设备和完善的售后，满足医院、实验室、工业、农业等生物科技实验需求。产品标准化、系列化、多样化，畅销优良各地与国外，深受用户赞扬并多次获得质量信得过明星企业称号。产品有医用冰箱，-20 冰箱，，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜等。