

尼康Si生物显微镜

产品名称	尼康Si生物显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼康 型号:SI 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

尼康Si生物显微镜

规格参数 CLIPSE Si 照明 CFI60无限远光学系统 高亮度白色LED光源 (环保照明)

内置复眼透镜

可安装两个直径45 mm滤光片*1

包括光强度管理 (LIM) 功能

调焦 同轴粗调焦/微调焦 (位于两侧), 交叉滚轮导轨
调焦行程: 上方2 mm/下方13 mm, 粗调焦: 37.7
mm/转, 微调焦: 0.2 mm/转, 读数: 2 m带粗调旋
钮扭矩调节环和载物台上限高度设定机构

目镜 (视场数, mm) CLIPSE Si 可调节屈光度

E2CFI 10X (20)*2、E2CFI 15X (12)*2

CFI 10X (22)*3、CFI 12.5X (16)*3、CFI 15X (14.5)*3
镜筒 倾角45°, 眼宽: 50-75 mm, 眼点高度可调节2档

EC-T-TB2双目镜筒2

EC-T-TF2三目镜筒F2 (目镜: 端口=50:

50, 摄像头端口中内置0.55X中间透镜, 带C卡口)

倾角25°, 眼宽: 50-75 mm

C-TB双目镜筒

C-TF三目镜筒F (目镜: 端口=100: 0、0: 100)

C-TT三目镜筒T (目镜: 端口=100: 0、20: 80、0: 100) 倾角10° -30°, 延伸: 大40 mm

C-TE2人体工学双目镜筒 (目镜: 端口=100: 0、50: 50通过选购的C-TEP3 DSC端口C-0.55X)

物镜转换器

反向五孔物镜转换器 (主体内置)

载物台 机械载物台 (主体内置), 带标本夹片2L及游标校准, 横向行程: 76 (X) x 52 (Y) mm

物镜 (NA / W.D.)

CFI E Plan Achromat 4X (0.1/30 mm)

CFI E Plan Achromat 10X (0.25/7 mm)

CFI E Plan Achromat 40X (0.65/0.65 mm)

CFI E Plan Achromat 60X (0.8/0.3 mm)

CFI E Plan Achromat 100X Oil (1.25/0.23 mm)

相差物镜:

CFI Achromat DL 10X (0.25/7.0 mm)

CFI Achromat LWD DL 20X (0.40/3.90 mm)

CFI Achromat DL 40X (0.65/0.65 mm)

CFI Achromat DL 100X Oil (1.25/0.23 mm)

也可使用其他CFI60系列物镜。

聚光镜 阿贝聚光镜, NA 1.25, 可垂直移动

观察方法*4 明场、相差、透射荧

防霉处理 在光

另售附件 E2

电源	使用附带AC适配器（输入：100-240 VAC，大0.48A，50-60 Hz，输出：5.0 VDC，大3.0A）
功耗（大、公称值）	5W
重量	约6.0 kg（配备双目镜筒2吋），约6.4 kg（配备三目镜筒F2吋）

*1 连接简易起偏器后，只能安装一个滤光片*2 与EC-T-TB2双目镜筒2或EC-T-TF2三目镜筒F2组合使用*3 与C-TB双目镜筒、C-TF/C-TT三目镜筒或C-TE2人体工学双目镜筒组合使用*4 观察需要可选配件（明场观察除外）

Dimensional Diagram