

生物制品冰箱带监测记录

产品名称	生物制品冰箱带监测记录
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

生物制品冰箱带监测记录

福意联1恒温、冷藏设备等等。公司始终以科技创新为，1合作及引进相结合，以差异化的设计理念，持续不断的1和1具有创新、的实验室及医用仪器设备。

生物制品冰箱带监测记录规格型号：

产品名称	型号	外形尺寸(mm)深 × 宽 × 高	温度范围	其他参
福意联恒温箱	FYL-YS-150L	520*440*660	2~48度	输入电
	FYL-YS-230L	595*590*1215		
	FYL-YS-280L	595*570*1445		控温精
	FYL-YS-310L	595*695*1315		
	FYL-YS-430L	520*530*1570		属类别

FYL-YS-828L	1262 × 680 × 1818 mm	双门	
FYL-YS-1028L	1267 × 680 × 2105 mm		
FYL-YS-151L	595 × 565 × 860mm	0~100度	输入电压：
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		属类别：宽温
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550 × 560 × 850mm 型号：FYL-YS-66L 温度：2-8

外型尺寸：430 × 480 × 640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

生物制品冰箱带监测记录使用说明：

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能，防止出现意外。5、1温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用0风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用0封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用优良钢板，经1防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

生物制品冰箱带监测记录适用范围：

围术期低体温是外科手术患者常见的并发症之一,它不仅能够延长*的作用时间,使恒温苏醒延迟。而且还能够增加围术期的失血量,增加心血管意外以及降低术后免疫力。对于冲洗的药品加温是一项简便易行的护理措施,能够有效降低脊髓损伤患者围术期低体温的发生率。福意联手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温,减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

生物制品冰箱带监测记录售后说明：

(1) 为创造，提高企业知度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优惠的价格、周到的售后、可靠的产量”的原则向您郑重承诺：

(2) 产品保修期为一十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的冷柜损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。(3) 在保修期外我司人员每年回访调查用户使用情况，连续三年，并免费对使用的产品进行通检，保养。冷柜通检