

金华正邦淀粉离心机使用方法

产品名称	金华正邦淀粉离心机使用方法
公司名称	金华正邦机械制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区金星北街88号5幢
联系电话	0579-82277358 13588666981

产品详情

金华正邦淀粉离心机使用方法

淀粉离心机安全操作步骤以及注意事项

- 1、先仔细查看离心机说明书。
- 2、打开右侧电源开关。
- 3、OPEN灯亮后按下OPEN键，打开舱门，平衡好离心管后放入转子。
- 4、设定好转速，温度和离心时间，按Start键开始运行。
- 5、开门指示灯亮后，按下OPEN键打开舱门，取出样品，关闭电源。
- 6、使用后将离心机腔内及转子内擦干净，并将离心管清洗干净，及时归还，登记使用记录，经管理人员同意后方可离开。
- 7、使用中如出现异常，应立即切断电源，通知管理人员。
- 8、禁止使用有机溶剂，强酸和强碱及可能对仪器产生损害的物品。

离心机使用注意事项：

为了确保安全和离心效果，仪器必须放置在坚固水平的台面上，工程塑料盖门上不得放置任何物品；样品必须对称放置，并在开机前确保已拧紧螺母。

使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象，同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查，如有疑问立即停止使用，并与厂方联系；开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽，以免高速旋转的转头飞出造成事故。

转速设定不得超过高转速，以确保机器安全运转。

使用中如果出现0.00或其他数字，机器不运转，应关机断电，10秒后重新开机，待所设转速显示后，再按运转键，机器将照常运转。

如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米，高转速N必须按下式修正： $N=N_{MAX} * (1.2/\text{样品比重})^{1/2}$ ， N_{MAX} =转子极限转速。

不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门，以免发生事故。

离心杯必须等量灌注样品，切不要使转头在不平衡的状况下运行。

离心机一次运行不要超过60分钟。

离心机必须可靠接地；机器不使用，请拔掉电源插头。

金华正邦机械制造有限公司就是一家不错的卧螺离心机生产厂家，拥有多年卧螺沉降离心机生产制造经验，还有良好的售后服务，可按需提供解决方案，保障设备稳定运行、节约维护成本。