

## -20度2-8 冰箱容积70升FYL-YS-128L

产品名称	-20度2-8 冰箱容积70升FYL-YS-128L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-128L 产地:全国各地发货
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

### 产品详情

-20度冰箱产品说明：本产品是新型的加温恒温设备，它由由制冷和加温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或加温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品恒温储存的目的。 -20度冰箱际使用图片：

-20度冰箱容积70升FYL-YS-128L

FYL-YS-128L(-30~10 )参数：

【型 号】 FYL-YS-128L

【有效总容积】 88L

【冷冻室面积】 88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50HZ

【额定输入功率】 110W

【额定电流】 0.70A

【箱体尺寸】 (W × D × H)545 × 570 × 850 ( mm)

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度可调范围】 -30 —10

【防触电类型保护】 I

【制冷剂/用量】 R600a/47g

【净 重】 30kg

【毛 重】 32kg

## 二、【结构特点】

- 1、微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温\*\*；
- 2、优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，\*\*；
- 3、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

5、采用高效压缩机，性能稳定，\*\*\*\*，无氟制冷剂，安全；

6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；

7、独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；

8、箱体外壳采用上等钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；

9、高密保温层，保温效果好，\*\*；

10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；

11、安全门锁设计，防止随意开启；

12、加厚发泡门设计，有效隔热；

-20度冰箱参数：

----- (2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L |  
温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |  
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm  
----- (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L |  
温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |  
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×550×840mm  
----- (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L |  
温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm  
型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |  
外型尺寸：595×680×1805mm -----  
(2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-  
YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm  
----- (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L |  
温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm  
-----

-20度冰箱特点：

智能控温系统 智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。  
风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-20，每度可调。安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警、意外开门报警等功能。  
安全双门锁设计，防止随意开启。制冷系统采用优良丹佛斯压缩机。  
采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。  
采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器有效增大制冷面积，提高降温速度。人性化设计  
多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。  
大屏幕数字温湿度实时显示，便于观察温湿度变化。宽电压带，电压不稳定地区同样适用。  
高密度聚氨酯整体发泡，三层透明真空钢化玻璃门便于随时观察箱内物品情况。  
箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，带止动底脚方便使用。  
内设炫彩照明灯，能见度低时同样不影响使用。

-20度冰箱注意事项：需冷藏 这些在常温或高温下易变质失效，应放入冰箱内冷藏保存，一般在包装和说明书上注明贮藏温度。例如 注射剂：重组人及有的制剂。 口服药：双歧杆菌、三联活菌胶囊、脾氨肽口服冻干粉；中药阿胶、当归片、人参等。 外用药：鲑鱼降钙素喷鼻剂、盐酸丙美卡因滴眼液、受热易变形的直肠栓剂和优良栓剂等。

-20度冰箱注意事项：需冷藏

这些在常温或高温下易变质失效，应放入冰箱内冷藏保存，一般在包装和说明书上注明贮藏温度。例如 注射剂：重组人及有的制剂。 口服药：双歧杆菌、三联活菌胶囊、脾氨肽口服冻干粉；中药阿胶、当归片、人参等。 外用药：鲑鱼降钙素喷鼻剂、盐酸丙美卡因滴眼液、受热易变形的直肠栓剂和优良栓剂等。