

## 26-50度280升加温保存箱

产品名称	26-50度280升加温保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78051.00/台
规格参数	公司:福意联医用恒温箱 用途:医用液体加温保温 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 26-50度280升加温保存箱产品说明-

微电脑控制，数字温度显示，可恒定控制在保温优良合适温度，并具有超温报警功能，更安全，更放心。本产品可加温瓶装或袋装液体，加温医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等相关液体，深化手术室护理质量。

26-50度280升加温保存箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 26-50度280升加温保存箱公司说明：

福意联与科研院所建立友好合作关系，以求共同进步，持续发展公司所涉及的产品遍布大专院校、科研单位、工厂企业、医疗、商检、\*、农业、食品、等的。精湛的工艺，优良的客户售后，让福意联实验室和医疗设备新和完善产品的代名词，并赢得了客户的衷心信赖和优良，成为该域的供应商之一。

### 26-50度280升加温保存箱参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体包装完好不

破损。3、放入后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体的使用量和液体的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

26-50度280升加温保存箱售后：

北京福意电器有限公司明确规定，以精益求精的态度经营每一台设备，直接发货，出厂前要经过销售部、部、经营部、发货部等多个部门严格审查，确保无误后，方可发货。公司在每个地区，都设有专职售后售后经理，凡购买我司产品的客户，均享受三包政策，对产品实行终生维护；对于客户在使用过程中出现的问题，我们将在8小时内电话响应，如需上门，48小时之内到达现场，以达到“优良、”的售后理念。

26-50度280升加温保存箱相关-手术室的环境温度一般控制在22度左右甚更低，这样才能为术者创造舒适的环境，而医生及巡回护士大多需要外加手术室来“御寒”的。但对于病人来说，皮肤温度和环境温度相差过大，会使病人辐射和对流散热明显增加。剂本身可降低20%~30%的代谢率，加上全麻下体温调节及外周温觉感受器传入中断，肌松下寒颤产热消失，这些因素均导致体温下降。有研究表明，在19-21度的手术室环境下，少50%的手术里，都会出现患者低体温的现象，尤以全麻后第1小时体温下降优良为急剧。为了净化手术室空气减少微生物冰箱的滋生，采用层流设备来净化空气，经层流净化过的空气从手术室上方的进风口进入手术间，再从手术室向四周扩展，造成患者处于优良低温区域。术中输入大量低于体温的冷液体或温度较低的库存血，对患者体液造成“冷稀释”作用、大量使用室温冲洗液、非手术区暴露过多等等原因，都加速了患者体温的下降。相关文献报道，给成人静脉输入环境温度的液体1000mL或200ml4 的，可使体温平均降低约0.25 。

勤发发