

医用试剂冷藏柜双开门

产品名称	医用试剂冷藏柜双开门
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 用途:2-8 冷藏
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

医用试剂冷藏柜双开门公司-

北京福意电器有限公司，是冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、学校、家庭等、生物制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的保障等赢得了客户的肯定与认同。

医用试剂冷藏柜双开门参数：福意联FYL-

YS-828L参数:1.额定电压：AC220V2.额定频率：50Hz3.输入功率：360w4.噪音：42dB(A)5.箱体尺寸(mm)：1262×680×1818mm6.内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm 7.有效容积：828L 8.温度范围：2~48（每度可调控）9.智能控温系统10.制冷剂用量：R134a(382g)11.净重：208kg。 12.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。13.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。14.微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。15.温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。16.采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。17.制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。18.使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 19.采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。20.箱体采用优良的彩涂板，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。21.箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 22.安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。23.箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚方便使用。

设备类型	型号	温度()	产品用途	容积(L)	产品参数(m
------	----	-------	------	-------	--------

2-8度冷藏箱	FYL-YS-100E	2-8	冷藏	100L	m) 480 × 490 × 840
2-8 多冷藏箱	FYL-YS-66L	62L		430 × 480 × 645	
	FYL-YS-88LL	88L		480 × 470 × 840	
多功能4-38度恒温箱	FYL-YS-50LK	4-38	冷藏/恒温/加热	50L	430 × 488 × 535
	FYL-YS-100L			480 × 490 × 840	
	FYL-YS-138L			138L	550 × 560 × 840
智能型2-48度恒温柜	FYL-YS-150L	2-48	冷藏/恒温/加热	150L	595 × 570 × 870
	FYL-YS-230L			230L	595 × 570 × 1200
	FYL-YS-280L			280L	595 × 570 × 1445
	FYL-YS-310L			310L	595 × 680 × 1293
	FYL-YS-430L			430L	595 × 680 × 1805
对开门恒温冷藏设备	FYL-YS-828L	2-48	恒温/冷藏	828L	1267 × 680 × 1818
	FYL-YS-1028L			1028L	1267 × 680 × 2105
福意联宽温立式设备	FYL-YS-151L	0-100	恒温/加热/干燥/恒温测试	595 × 570 × 880	
	FYL-YS-281L			595 × 570 × 1460	
	FYL-YS-431L			595 × 675 × 1813	

医用试剂冷藏柜双开门产品说明：

优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。

大屏幕LED数字显示便于观察。

安全门锁设计，防止任意开启。

宽电压带，适合187 - 242V电压使用。

箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。

双层透明保温玻璃门，内充惰性气体。

箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

医用试剂冷藏柜双开门相关：实验室冰箱多用来储存化学品，手段从根本上优良普通冰箱箱体内部引起火灾、爆燃等隐患因素（即不能有强电和打火）对于实验室安全来说是相当必要的。那么在使用的时候需要注意哪些事项呢？实验室冰箱使用注意事项：1.搬运时，应抬底脚，不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力，更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放，否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路，影响制冷，而且易造成压缩机脱簧。运输过程中，要防止

磕碰和剧烈震动，要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源，不受阳光直射的地方，因工作时需要与外界进行热交换，既冷凝器向外界散热，外界环境温度越高，散热越慢，会使电冰箱和冷柜工作时间越长，增大耗电量，制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方，如果冷柜周围堆满杂物，或者靠墙太近，不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间，背面和两侧面应留有少10CM的空间，以利散热。5.应安放在湿度小的地方，由于电冰箱、冷柜外壳，冷凝器和压缩机等均是金属材料，如果空气湿度太大，会使这些部件生锈，缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境，会造成冷柜表面凝露，影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低，压缩机启动困难，使冷柜冷冻室制冷差，无法克服，冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。

医用试剂冷藏柜双开门：

产品；实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的，福意联电器掌握关键，具备市场同类产品优良的优势，产品产品；产品9001。

医用试剂冷藏柜双开门公司说明：

经过多年努力，我公司在优良已具有大的影响力，在用户中建立了良好的信誉，在市场中树立了自己的优良。我们决心更加努力，把我们的各项工作做的更好，始终保持优良地位，竭诚为广大用户提供更优良、更完善的。"以德敬人、以诚立人“将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。确保福意联企业对社会、对人民做更大的贡献。