

光照培养箱MGC-250YB

产品名称	光照培养箱MGC-250YB
公司名称	上海遥博科学仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层（注册地址）
联系电话	19542763648 19542763648

产品详情

1、概述：

光照培养箱是细胞组织生长培育、种子发芽、育苗、昆虫小动物的饲养、植物和微生物抗生物的培养保存*理想的设备，特别适用于生物工程、医学研究、农药科学、水产、畜牧等领域从事生产和科研作恒温、光照实验培养的理想设备。

二、产品特点：

微电脑全自动控制，大屏幕液晶显示，触摸开关，操作方便，PID输出控制，可用来模拟自然环境的温度及光照度，光照度可设定，具有断电记忆功能，智能恒温控制系统响应快，控温精度高，风道式通风，工作室风俗柔和，温度均匀，具有超温保护功能，并有独立的风道超温保护装置保证仪器安全。

三、技术参数：

型号	光照培养箱
----	-------

技术参数	MGC-150YB	MGC-250YB	MGC-350YB	MGC-460YB
容积	150 L	250 L	350L	460 L
控温范围	无光照5-60 有光照10-60			
光照强度	0 ~ 10000LX可调，单面光照			
温度分辨率	0.1			
温度均匀性	± 1			
温度波动度	± 0.5			
电源	220V 50Hz			
功率	800 W	1000 W	1200 W	1500 W
工作室尺寸	400*500*750	490*520*980	580*600*1000	650*650*1100
外形尺寸	680*700*1600	720*750*1640	800*830*1680	880*910*1730
定时范围	1-9999min			

备注：可定制3面光照

四、使用方法：

参照温控仪使用说明书。

五、注意事项：

- 1.培养箱搬运时，倾角不得大度45度，以免制冷机损坏。拆开木箱后，培养箱需静放2小时后再通电使用。
- 2.培养箱应远离电磁干扰，并应将供应培养箱电源的插座地线接地。
- 3.如需调换，检修光照灯管，可通过拉开左右两侧灯箱门进行更换配套灯管。
- 4.工作室内左右两侧不可敲击。为了保持设备的美观，不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面，箱内

可以用软布定期保养。

5.当仪器在不长期使用的环境下，应切断电源。

六、保修期：

本厂所有培养箱的质量保修期为一年。产品自购买之日起一年内，如发生非人为损害所引起的故障，本厂免费维修。超过一年保修期限，如产品发生故障，本厂维修只收取一定的成本费及维修费。