

# 保温柜保冷柜（手术室）

产品名称	保温柜保冷柜（手术室）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84764.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

-

保温柜保冷柜（手术室）用途：

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室必备产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在内已深受医院已经净化工程单位的认可，的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

-----

保温柜保冷柜（手术室）使用说明：手术室保暖柜（保暖柜）I级特别洁净手术室(百级) 级标准洁净手术室(千级) 温度设置在37-80℃，用于术中液体常规加温（加温体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在机体手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜保冷柜温度设置在4℃，用于生物冰箱试剂，制品或者具有低温要求的物品储存。-----  
-----保温柜保冷柜（手术室）参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100℃ 每一度恒温调节7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:（宽×深×高）：595×570×880mm9.内部尺寸:（宽×深×高）：508

×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体：箱体外壳均采用优良3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595\*570\*865mm6、内径尺寸：520\*440\*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露10、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用优良钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管

保温柜保冷柜（手术室）产品特点:

- 1·智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48，可任意调控恒温，温度调控的精度为1，并且温差能够控制在±1。
- 2·人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3·多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4·报警系统：本产品具有报警系统，蜂鸣声音报警。可实现高低温报警、传感器故障，开门报警、电源故障报警、系统故障报警。
- 5·优良板材结构：优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6·性能稳定优良：核心采用国外优良压缩机，PTC模块，无氟，节能，超设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

保温柜保冷柜（手术室）相关:层流手术室净化的空气也是要注意，对层流手术室净化进行净化的时候，空气是优良重要的，空气是每一种生物冰箱必备的洁净手术室内空气的温度、相对湿度以及送风速度、换气次数、手术环境的噪音，不仅会影响手术环境舒适度，而且也可能严重影响手术效果。据研究，相对湿度为50%时，细菌浮游10分钟后即被灭活;相对湿度高于或低于50%时，即使经过24小时，大部分细菌依然能够存活。在常温下，相对湿度为60%以上时，可发霉，相对湿度为80%以上时，不论温度高低都要发霉。

勤发发