

# 超声波清创机--欢迎了解

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| 产品名称 | 超声波清创机--欢迎了解                                       |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司                                     |
| 价格   | .00/台                                              |
| 规格参数 | 超声波频率:130ml/min<br>脉动压力水流:3000ml/min<br>安全水压:56kpa |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东                                  |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399                            |

## 产品详情

产品名称：超声波清创机

产品号：

创新技术优势

- 快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。
- \*的双核设计：超声波清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。\*的解决了不同类创面清创的等待时间。· \*的负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。
- 清创过程中不会损伤伤口周围的神经和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。
- 能激活纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。· 清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。
- 压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。
- 超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、神经营养溃疡、外伤性溃疡，由于不直接接触创面，故而可实现\*清创。
- 超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织，对正常组织无损害，不直接接触患处从而达到\*清创目的。同时可使药物能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合。

用途和使用范围：· 各类外伤、大面积创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折等。

· 骨科手术、关节置换、胸腹腔手术等可实现冲吸结合的冲洗效果。

· 对难愈合伤口、感染伤口，如糖尿病足溃疡、褥疮、化脓性创伤、创面窦道等可采用超声波清

适用科室：创伤外科、骨外科、烧伤科、内分泌科、急诊外科、普外科、肛肠科、手足外科、血管外科、皮肤性病科、康复理疗科、手术室、换药室等

全国甲类医保报销

;全国统一收费编码:大清创中清创小清创