

医用创伤冲洗机 犬伤冲洗机

产品名称	医用创伤冲洗机 犬伤冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

诊疗医用创伤冲洗机适用各种各样犬咬到清理创面、小动物咬到抓破清理创面等，运用肥皂液（弱碱性溶液）加盐水就可以清除，56KPa的单脉冲工作压力，每分800-1800次的单脉冲频率，能够迅速合理消除创口脏物、污垢、唾沫等。减少创口内病菌成分，防止狂犬病毒。

创口清洗的必要性：

 被小动物咬到而感染病毒，病毒感染在创口周边肌纤维中拷贝，狂犬病病毒一般在创口周边肌纤维滞留少三天，长可以达到两个星期之上才可以进到神经末梢。此环节创口清理至关重要，目的是减少创口内的病毒和细菌成分，是大家减少狂犬病毒患病率的一个重要对策。

狂犬病毒暴露后处理2个总体目标:

一防止狂犬病毒的产生;

二防止创口产生继 发细菌感染，推动伤口修复和作用修复。

犬伤创面机（医用创伤冲洗机）适用各种各样犬伤、擦破、武器装备伤等普外新鲜创口，犬咬到创面机由西安交通大学、中国科学院光机所、第四军医大学、西安市诊疗协同产品研发，是一款专*的创口清洗机械。对于不一样创口，可采用不一样流动性液态作为清洁液（肥皂液、盐水等），彻底消除创口脏物，脏血，合理降低创口病菌、病毒数量。

产品介绍医用创伤冲洗机选用脉动饮料工作压力技术性，应用特别制作刀片，选用无菌检测包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒剂，根据自动化技术管理程序自动式进行标准化的犬伤清洗处理。诊疗犬伤创面机科学研究的处理能合理降低伤患伤口病毒数量，巨大提高狂犬病毒防止实效性；以符合实际国家规定的处理程序流程合理确保犬伤医院门诊的利益，避开诊疗风险性，防止医疗事故；专*的清洗创面机器

设备可明显减少对医院门诊处理水准规定，缓解处理工作人员的工作中压力。

- 1、犬伤创面机获得《中华人民共和国医疗器械注册证》，号规格：
- 2、合乎国家卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，合乎CDC《狂犬病预防控制技术指南》规定
- 3、清洗汇报、自动保存、打印出并签名确定，严苛防止医疗事故纠纷，避免医疗纠纷！
- 4、西省人民医院门诊、西中医药大学附院临床研究汇报均确认了创面机的实效性。
- 5、《犬清 》弱碱性皮肤黏膜清洁剂、《犬清TM》消毒喷剂带有葡萄糖酸氯己定、表层活性成份，消毒，无刺激性、还可8钟头高效抗菌，合理减少犬伤高并发感染继发性病菌患病率。
- 6、一键全自动清洗、明细全自动打印出，纪录全自动储存、统计分析，枪柄无线网络操纵工作压力，释放医院门诊资金投入
- 7、带便捷插口的《犬清 》清洗消毒剂 《犬清 》消毒喷剂，免除配皂液、涂碘伏消毒液等繁杂的步骤，安全性又高效率！
- 8、手推车式设计方案，随意挪动，不会受到应用情景、自然环境、场所的限定。

伤口处理方法:

 伤口处理方法包含对创口内部开展完全的清洗、消毒杀菌及其事后的普外处理，这针对防止狂犬病毒产生，防止继发性细菌感染具备关键实际意义。

创口清洗:用肥皂液(或别的弱碱性清洁剂)和一定工作压力的流动性冷水更替清理咬到和抓破的每处创口少15分钟。如标准容许,提议应用狂犬病毒专*清洗机械和专用清洁剂对创口内部开展清洗。随后用盐水清洗创口以防止肥皂水或别的清洁剂残余。

消毒杀菌解决:完全清洗完用稀碘伏消毒液(0.025 %-0.05 %)、本扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或别的病毒灭活法律效力的皮肤粘膜消毒液消毒杀菌涂擦或是消毒杀菌创口内部。

----之上材料源于狂犬病毒防止控制系统手册(2016版)