

防止甘露醇注射液结晶的保存方法

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 防止甘露醇注射液结晶的保存方法 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司市场部 |
| 价格 | 85400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门SOHO9层 |
| 联系电话 | 13601307728 |

产品详情

防止甘露醇注射液结晶的保存方法企业介绍

公司在对客户满意服务的基础上，继续提升产量水准为经营理念，建立并有效运行一整套自我质量管理体系，对产品经营的全过程执行有效的监督。福意联（Fuyilian）公司在未来的发展过程中，将继续“德为上品，人为极”一如既往地追求，不断，与外企业及各界商贾共同成长。

我是福意联企业的 肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的优良！

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联防止甘露醇注射液结晶的保存方法的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）

- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

防止甘露醇注射液结晶的保存方法特点

方便--箱内照明系统使箱体内部一目了然,优良不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗.

--箱体内部2个精密温度传感器,在环境温度-25 -45 的状况下,仍能够保持箱体内部温度 ± 0.5 稳定.

智能--智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性,自动温度控制,大屏幕液晶显示,在2-48 范围内可自由调节温度设定值,温度控制精度0.5 .门框双锁控制,自动报警功能,物品存放更.

--采用压缩机,节能,风冷式冷凝器,翅片式风冷蒸发器,制冷迅速.

优先--箱体采用优良结构钢板,经优良防腐,喷涂工艺,表面色泽柔和,双层透明保温玻璃门,内充惰性气体,门体防凝露加热功能,方便在湿度大的环境下使用.

防止甘露醇注射液结晶的保存方法注意事项

售后服务承诺：我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。

- 1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。
- 2、我公司保证出厂的产品均按有关标准销售和检验，不合格的产品决不出厂。保证严格履行、产品三包，严格执行工业产品售后服务有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够证实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够证实产品本身确有设计、材料或缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回维修，更换或按订货价全额退款。

不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制电子传感器可很好控制箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度优良控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验证更加简单。

出色的冷却性能采用进口品牌设计和开发的优良全封闭压缩机，提供强效快速冷却，从而确保温度的稳定。

令人放心的循环除霜系统凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。

HFC制冷剂和环保隔热材料采用无氟制冷剂，符合环保要求的隔热材料。

人机工程学设计福意联采用人机工程学设计，可通过大型玻璃窗清楚地观察到所贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。安全是福意联始终坚持的一项标准。即使是采用优良设计的保存箱，也必须为意外情况做好准备。

箱体结构观察窗上贴有保护膜，可防止玻璃打碎时散落到地板上。门则有钥匙锁定。

控制安全装置采用视听双重报警，提醒您注意高低温状况。如果内部温度异常上升，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。

多项报警及安全装置低/高温听双重报警，门检查、断电报警。