

医用创口冲洗机-

产品名称	医用创口冲洗机-
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	超声波频率:130ml/min 脉动压力水流:3000ml/min 安全水压:56kpa
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

重视创口的外科清创处理狂犬病暴露后导致发病死亡的原因中，伤口处理不当、清创不彻底是首要的因素。另外，咬伤创口的感染率与外科处理有直接的关系。有文献报道，犬咬伤创口感染率高达18%~25%，而猫咬伤创口的感染率更是高达30%~80%。临床实践表明，早期、及时、彻底的外科清创不仅是预防狂犬病也是降低感染率的关键措施之一。《狂犬病预防控制技术指南2016》中要求：“用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专*清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗”，不按专*指导和不使用专*冲洗液是有很大风险的。专用消字号冲洗消毒液当然比普通肥皂水效果更好，一人一支，不会交叉感染。

动物咬伤抓伤伤口清创设备特点：1、脉动冲洗压力56kpa，不会造成裸露组织的水肿。适用于大面积快速清创，如急诊科犬咬伤患者，被咬伤后正确及时的处理伤口，是防治狂犬病的首道防线，如果及时对伤口进行了正确处理，和抗狂犬病暴露后治疗，则可大大减少发病的危险。多功能清创机可使创面及裂缝中的异物细菌在人体可承受的*大安全值压力范围内被翻动和冲掉，实现多方位，大水流适度压力的清创。2、三种冲洗液（弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂、清水和生理盐水）自动反复交替冲洗（完全满足狂犬病暴露预防处置工作规范要求），也可以手动冲洗。均为一键操作。参数记忆，应用维护方便，操作简单

专用消字号冲洗消毒液使用原理

被狗咬伤后首先用动物咬伤抓伤伤口清创设备冲洗，表面活性剂可以包裹病毒和异物在压力水流的作用下离开伤口，冲洗环节是犬伤处理中的第1步，*直接的减少伤口中的病毒量，这一步一定要做好。

在清洁完伤口后可以使用它来进行伤口消毒，直接喷洗，使用便捷，可以杀灭一些肠道致病菌、酵母菌等一些常见的菌群，避免感染。