

# 澄峰科技股份有限公司 淮安全自动高锰酸盐指数分析仪价格

产品名称	澄峰科技股份有限公司 淮安全自动高锰酸盐指数分析仪价格
公司名称	上海澄峰科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室
联系电话	13052801703 13052801703

## 产品详情

分光光度计photoLab? 7000 :

动力学反应速率：室温下测量可存贮。

光谱分析：可储存用户研究概况，并进行数据分析，以波长分类储存用户研究概况文件，用户研究文件编辑（求和，比较等）可读取吸光度与透射率。

分光光度计：photoLab? 7100 VIS可测波长范围为320-1100nm，适用于所有可见光范围的常规测试，可应用于实验室，工业和R&D等。photoLab? 7600 UV-VIS可测波长范围为190-1100nm，是OptRF与紫外-可见方法的选择，适用于多种领域。

全自动CODcr分析仪 1500型

- 1、多通量样品通道，实现批量样品无人值守分析。
- 2、双模机器人手臂，实现消解瓶、冷凝瓶内分别进行定量试剂添加，符合方法。
- 3、强大的功能模式，高低浓度样品同测模式、消解杯与热源自动脱离模式。
- 4、消解瓶与冷凝瓶智能分离配合，全自动高锰酸盐指数分析仪价格，360°球形弹性四氟密封。
- 5、循环水冷凝，冷凝更加充分恒定，连续消解分析不受环境、加热等温度影响。

6、安全保护运行，消解样品自动识别，无样品试剂误操作保护。

化学需氧量COD分析系统测量步骤：

1.取样、加试剂：COD预制试剂为16mm反应管盛装，根据方法要求取水样0.1~3 mL加入反应管后，拧紧盖子，摇匀。

2.消解:将已加入水样的反应管放入CR系列消解器中，选择仪器内置程序或手动设置温度和时间，仪器在10分钟内升温至148 °C，并在2小时内维持在 $148 \pm 1$  °C内消解水样，程序结束后取出COD反应管冷却至室温。消解器自动冷却至50 °C后关闭指示灯。

澄峰科技股份公司-淮安全自动高锰酸盐指数分析仪价格由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！