

国内儿麻矫形器 自由行|材料安全 汉中儿麻矫形器

产品名称	国内儿麻矫形器 自由行 材料安全 汉中儿麻矫形器
公司名称	宿州自由行康复辅具科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区国购广场办公楼25楼
联系电话	15955192808 15955192808

产品详情

一般行走功能障碍患者，往往通过矫正手术、矫正支具、康复训练、康复理疗四大基本手段进行康复。矫正器在行走功能障碍的康复中，起着重要作用。下肢矫形器主要作用是支撑体重，儿麻矫形器多少钱，下肢矫正器辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢稳定，改善站立和步行时姿态，预防和矫正畸形。选用下肢矫形器必须注意穿戴后对肢体没有明显的压迫，如用KAFO屈膝90°时不能压迫腘窝，内侧会阴处无压迫；对下肢有水肿的患者矫形器不宜紧贴皮肤。下肢矫形器主要作用是支撑体重，辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢稳定，改善站立和步行时的姿态，预防和矫正畸形。

下肢矫形器对肢体施力主要是通过杠杆原理来达到佳的作用效果。下肢矫形器的功能通过杠杆作用产生的功能有固定与支持、矫正畸形、免荷以及补偿。下肢矫形器保护无力或者疼痛的肌肉骨骼，固定患有疾病的下肢关节，预防发生畸形，矫正已出现的畸形，代偿肌肉的功能，改善患者行走的步态，减轻患病肢体承重负荷，促进骨折部位骨痂的形成等。下肢矫形器在偏瘫患者中的应用，特别是下肢矫形器在偏瘫患者康复过程中的应用，以及该种矫形器对偏瘫患者的重要影响和作用。

一般行走功能障碍患者，往往通过矫正手术、矫正支具、康复训练、康复理疗四大基本手段进行康复。矫正器在行走功能障碍的康复中，国内儿麻矫形器，起着重要作用。训练和

使用矫形器正式使用前，要进行试穿（初检），了解矫形器是否达到要求，舒适性及对线是否正确，动力装置是否可靠，并进行相应的调整。然后，教会患者如何穿脱矫形器，如何穿上矫形器进行一些功能活动。长期制动会导致下肢肌萎缩，汉中儿麻矫形器，肌无力，设计一种下肢助行矫形器，下肢矫形器结构简单，操作便捷，廉价，成本低，可以很好的适应患者所处的环境，帮助下肢肌力较弱的患者，辅助站立，帮助其行走。

国内儿麻矫形器-自由行|材料安全-汉中儿麻矫形器由宿州自由行康复辅具科技有限公司提供。国内儿麻矫形器-自由行|材料安全-汉中儿麻矫形器是宿州自由行康复辅具科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘经理。