

动物咬伤抓伤清创设备 犬咬伤清创机

产品名称	动物咬伤抓伤清创设备 犬咬伤清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	超声波频率:130ml/min 脉动压力水流:3000ml/min 安全水压:56kpa
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

狂犬病伤口冲洗规范操作指南要求：

暴露后处置：伤口冲洗：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。后用生理盐水冲洗.....中国疾控中心《狂犬病预防控制技术指南》

伤口冲洗：用20%的肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗，做到全面彻底.....摘自卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》

医疗犬伤冲洗机优势： 整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。

针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择优的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。

卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》硬性要求，深创必须使用高频脉冲器械进行灌冲冲洗

脉动压力大压强56KPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿

结束时的小票打印等自动完成，并会作出语音提示，无需做其他任何操作。压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出，显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全高效。

整个冲洗过程中水温、水压、弱碱性皮肤黏膜消毒剂与清水的交替冲洗、生理盐水的后冲洗都会自动

完成