

## 自由行|量身定制 陕西活膝儿麻助行器

产品名称	自由行 量身定制 陕西活膝儿麻助行器
公司名称	宿州自由行康复辅具科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区国购广场办公楼25楼
联系电话	15955192808 15955192808

### 产品详情

下肢矫形器主要作用是支撑体重，辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢稳定，改善站立和步行时的姿态，预防和矫正畸形。矫形器是通过骨或关节固定的一种方法，首先应选用矫形器的结构及其力学性能的了解，熟悉它的操作技术，才能获得良好的治果。矫形器是用于四肢、躯干，用来改善人体神经、肌肉、骨骼系统功能障碍为目的，符合生物力学原理的体外支撑装置。

下肢矫形器小儿后遗症下肢畸形的患者配戴合适的下肢矫形器，在早期进行功能锻炼可以有效的改善患者的功能。下肢矫形器按安装部位共分为6种：1、足矫形器；2、踝足矫形器；3、膝踝足矫形器；4、髌膝踝足矫形器；5、髌膝矫形器；6、膝矫形器。下肢矫正器结构简单、操作简便灵活、矫正力分布合理，对膝屈曲、膝反曲畸形矫正效果好，对足下垂、足内翻、足外翻、短缩畸形等下肢病变也有一定的矫正作用。

下肢矫形器主要作用是支撑体重，下肢矫正器辅助或替代肢体功能，限制下肢关节不必要的活动，保持下肢稳定，改善站立和步行时姿态，预防和矫正畸形。选用下肢矫形器必须注意穿戴后对肢体没有明显的压迫，如用KAFO屈膝90°时不能压迫腘窝，内侧会阴处无压迫；对下肢有水肿的患者矫形器不宜紧贴皮肤。功能性矫形器的特点是允许肢体有一定程度的活动，或通过支具的活动来达到目的。有时，一具上肢矫形器也可兼有固定性和功能性两种作用。终检合格后方可交付患者正式使用。对需长期使用矫形器的患者，应每3个月或半年随访一次，活膝儿麻助行器，以了解矫形器的使用效果及病情变化，必要时进行修改和调整。矫形器能为迅速提出良好的外固定，辅助及手术外固定。外固定能迅

速将固定，有利于减轻疼痛、减少和便于搬动做必要的检查或立即进行手术，以控制威胁生命的有关损伤。下肢矫形器主要包括髌膝踝足矫形器、膝矫形器、膝踝足矫形器、踝足矫形器、足矫形器。其中以踝足矫形器为常用，它能预防和矫正足的内外翻畸形，有效控制踝关节的背伸和跖屈，固定踝关节于功能位，从而达到预防和矫正马蹄内翻足畸形、抑制痉挛性尖足畸形的目的。

自由行|量身定制-陕西活膝儿麻助行器由宿州自由行康复辅具科技有限公司提供。“儿麻矫形器，下肢矫形器”选择宿州自由行康复辅具科技有限公司，公司位于：安徽省宿州市埇桥区人民路吾悦广场，多年来，自由行坚持为客户提供好的服务，联系人：甘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。自由行期待成为您的长期合作伙伴！