

超强原装多台现货超级配置特卖奥林巴斯CX41显微镜

产品名称	超强原装多台现货超级配置特卖奥林巴斯CX41显微镜
公司名称	苏州市杰迪电子科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	类型:生物显微镜 品牌:奥林巴斯 型号:CX41
公司地址	苏州市南园路118号
联系电话	13601544388

产品详情

类型	生物显微镜	品牌	奥林巴斯
型号	CX41		

采用无铅玻璃的新一代cx41

采用无铅玻璃的新一代cx41

同类显微镜中尤为出色的光学性能

光学性能得到全面飞跃，实现多种观察方式，是性价比最好的多用途临床级显微镜 cx41这款极畅销的显微镜的性能方面都有全面提高，并提供优越的性价比。结合了奥林巴斯先进的uis光学系统，在从明场到荧光等各种观察方式都有了质的飞跃。在生物及医疗领域的临床检验和教学应用中，cx41的系统性能在同类显微镜中一直

plan c平场物镜下出色的平场图像 在各种观察方式下，cx41都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合无限远校正光学系统，cx41采用了plc系列平场消色差物镜作为基本配置，这一系列物镜由精选的高级玻璃通过精密研磨，在10×和40×下的平场度得到显著提高，图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6v，30w高强度汞灯

实现包括荧光等多种观察方法，拥有极佳的性能价格比

滑动聚光镜/ cx-slc明场聚光镜/ ch3-cd 这些阿贝聚光镜可以进行4×到100×的明场观察。辅助透镜（cx-al）能够配合孔径光阑获得最佳的苛勒照明效果。如果添加相应的附件，这些阿贝聚光镜就能进行相差和暗场的显微观察。相差观察：ph1,2,3用于10×，40×，100×的相差观察。暗场中央光阑/ ch2-ds用于4×到40×的暗场观察。低倍放大观察：la用于2×物镜进行宏观观察。落射荧光装置/ cx-rfl-2落射荧光装置可以进行蓝、绿两种激发的荧光观察。用户可

场观察方式之间自由切换。uis2光学系统提供更明亮，更清晰的荧光图像，排除勒因为添加勒中间附件而产生的物镜能直接用于荧光观察。防酶处理观察筒、目镜和物镜等光学部件都进行了防酶处理，即使在潮湿地区也能

可靠的性能保证了出色的操作方便性

使用单个手指即可移动样品载物台的xy旋钮带有胶皮帽，单个手指即可平滑地移动样品位置。紧凑的镜体和操作时手的移动最少，令使用者保持舒适的姿势。内侧倾斜的四孔物镜转盘在物镜前方留出了更多空间，更容易换样品更方便快捷。张力调节旋钮粗调聚焦旋钮的张力可以根据个人需要随意调节，使调焦操作更平滑。并提斜式双目观察筒可倾斜式双目观察筒让每一位使用者都能选择适合自己的操作姿势，增加舒适，减少疲劳，使持注意力。无突出支架设计提高了操作性能无突出设计使样品在x方向上移动时不会有支架延伸出载物台，保证观察时受到小意外的干扰。载物台刻度的位置明显，方便使用者读取记录。保管和搬运非常方便cx41非常轻便供了把手方便进行镜体移动，镜体上没有支出在外的棱角。

提供更多附件，更多功能选择

轻松进行数码摄像双人共览装置/ u-do3三目观察筒/u-ctr30-2与中间附件/ u-tru眼点调节器/ u-epa2箭头

项目	cx41
光学系统	uis光学系统（无限远校正）
照明装置	内置透射光柯勒照明，6v30w卤素灯 100-150/50/60hz
调焦系统	载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）驱动，轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程180mm，每圈0.2mm，具备粗调限位器和
换镜转盘	向内侧倾斜的固定5孔物镜

观察筒	类型	u-cbi30-2，双目	u-ctr30-2，三目
	视场数	20	20
	倾角	镜筒倾角为30°	镜筒倾角为30°
	瞳间距	48-75mm	48-75mm
	光路选择	无	光路选择（50双目）

载物台	尺寸为188mm × 134mm，活动范围为x轴向76mm × y轴向50mm，双片标本夹
聚光镜	阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑
尺寸和重量	233（宽）× 432（高）× 367.5（长）mm大约8.5kg

物镜，平场消色差

plc	数值孔径(n.a.)	工作距离(w.d.)
4x	0.10	22.0mm
10x	0.25	10.5mm

40x	0.65	0.56mm
100xoil	1.25	0.13mm