

标准品储存柜2-30

产品名称	标准品储存柜2-30
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

标准品储存柜2-30 公司说明：

北京福意电器有限公司设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物制药等领域，并以可靠的质量和稳定的性能，优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。作为一家有高度社会责任感和使命感的企业，未来，福意联人将一如既往地携手外仪器厂商，不断致力于提供更加优良的和售后，回馈广大企事业单位的默默优良和深深信赖。

标准品储存柜2-30 产品用途：

适用于医院检验、防疫及高校、科研实验、农业科学、生物工程 药房、制药厂、防疫站、站及卫生等。保存药物、2-8度、酶、以及动物的组织样本、提取的RNA以及基因文库，一些重要的生物和化学试剂等。

-----标准品储存柜2-30 产品说明：福意联拥有恒温系列（2-8 ，4-38 ，2-48 ，0-100 ，-20 ）等各温度段的系列产品，产品有制冷加热双系统，有强制的循环风机，确保箱体内温度均稳定，保证物品的安全存放。产品容量大小有50L/62L/88L/100L/138L/150L/230L/280L/310L/430L/828L/1028L容积大小。

标准品储存柜2-30 产品参数：

温控范围	型号	箱体尺寸	内径尺寸	重量
2-8 小型系列	FYL-YS-66L	430 × 480 × 645mm	357 × 390 × 542mm	24KG
	FYL-YS-88L	480 × 470 × 840mm	355 × 310 × 345mm	32KG
	FYL-YS-100E	480 × 490 × 840mm	405 × 365 × 733mm	23KG
4-38 系列	型号	箱体尺寸	内径尺寸	重量
	FYL-YS-50LK	430 × 488 × 535mm	370 × 385 × 425mm	25KG
	FYL-YS-100L	480 × 470 × 843mm	31KG	
	FYL-YS-138L	540 × 545 × 833mm	465 × 428 × 724mm	40KG

2-48 系列	FYL-YS-150L	595 × 570 × 865mm	520 × 440 × 660mm	47KG
	FYL-YS-280L	595 × 570 × 1445mm	520 × 440 × 1230mm	73KG
	FYL-YS-430L	595 × 680 × 1805mm	520 × 530 × 1570mm	105KG
	FYL-YS-230L	595 × 570 × 1215mm	524 × 440 × 1080mm	68KG
	FYL-YS-310L	595 × 680 × 1315mm	513 × 530 × 1184mm	78KG
2-48 双门系列	FYL-YS-828L	1265 × 680 × 1823mm	1160 × 585 × 1250mm	238KG
	FYL-YS-1028L	1265 × 680 × 2115mm	1160 × 585 × 1575mm	268KG
0-100	FYL-YS-151L	508 × 422 × 637mm	64KG	
	FYL-YS-281L	508 × 422 × 1218mm	99KG	
	FYL-YS-431L	595 × 675 × 1805mm	508 × 537 × 1572mm	129KG

1.产品型号:FYL-YS-1028L2.产品形式:立式对开门3.额定频率:50Hz4.制冷剂:R134a(382g)5.功率:360W6.电压:220V7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃,保温效果好、透明度高9.外形尺寸:1267 × 680 × 2105mm10.内尺寸:1160 × 585 × 1575mm11.容积:1028L12.净重:258kg13.温湿度显示:自动显示箱体内温度、湿度14.安全锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启15.报警功能:机器自带高温报警,低温报警,断电报警等功能16.压缩机:采用丹佛斯压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长17.照明灯:箱体内具备照明设施,方便夜间观察储存的物品18.箱体:采用的彩涂板,经优良防腐化喷涂工艺

标准品储存柜2-30 售后:

1、安装、调试、培训:报价方免费负责安装调试,并安排对购买方相关人员进行相应产品的培训;2、保修维护:恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月,除人为损坏外报价方对产问题全免费维修、维护;超过免费保固期,报价方提供之售后为有偿售后,收取基本零配件、人工、车马成本费;报价方为客户方提供产品终身维护售后;

标准品储存柜2-30 相关-实验室冰箱多用来储存化学品,通过手段从根本上优良普通冰箱箱体内引起火灾、爆燃等隐患因素(即不能有强电和打火)对于实验室安全来说是相当必要的。那么在使用的时候需要注意哪些事项呢?实验室冰箱使用注意事项:1.搬运时,应抬底脚,不能抓住门手把或在台面和冷凝器上施力,更不能在地面上拖拉。2.箱体优良大倾斜角不能超过45度,更不能倒置或横放,否则会损坏压缩机或使压缩机中的冷冻油流入制冷管路,影响制冷,而且易造成压缩机脱簧。运输过程中,要防止磕碰和剧烈震动,要防止雨淋水浸。3.应安放在远离热源,不受阳光直射的地方,因工作时需要与外界进行热交换,既通过冷凝器向外界散热,外界环境温度越高,散热越慢,会使电冰箱和冷柜工作时间越长,增大耗电量,制冷效果差。4.应安放在通风良好的地方,如果冷柜周围堆满杂物,或者靠墙太近,不利于散热会影响制冷效果。冷柜顶面应留有少30CM高度的空间,背面和两侧面应留有少10CM的空间,以利散热。5.应安放在湿度小的地方,由于电冰箱、冷柜外壳,冷凝器和压缩机等均是金属材料,如果空气湿度太大,会使这些件生锈,缩短电冰箱的使用寿命。同时潮湿过热环境,会造成冷柜表面凝露,影响电器性能。6.不应安放在温度过低的地方。因为温度过低,压缩机启动困难,使冷柜冷冻室制冷差,无法克服,冰箱可打开冷藏室的温度补偿开关。