

莱普特 恒温混合器公司 恒温混合器

产品名称	莱普特 恒温混合器公司 恒温混合器
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

水浴恒温振荡器使用的一些注意事项

- 1, 接通恒温振荡器外电源, 将电源开关置于"开"的位置, 指示灯亮。
- 2, 选择恒温温度: 请详见水浴恒温振荡器使用说明书。
- 3, 恒温混合器公司, 、选择定时, 将定时旋钮调到"定时"或"常开"位置。
- 4, 开"振荡开关", 指示灯亮, 缓慢调节调速选钮, 升至所需转速。
- 5, 停机前各开关应处关闭状态, 定时器置"零"。
- 6, 选择定时, 将定时旋钮调到"定时"或"常开"位置。
- 7, 开"振荡开关", 指示灯亮, 缓慢调节调速选钮, 升至所需转速。
- 8, 停机前各开关应处关闭状态, 定时器置"零", 切断电源。

以上内容由莱普特科学仪器（北京）有限公司为您提供, 我公司主营PCR仪, 离心机, 恒温混匀仪, 微孔板振荡器等等。公司坚持以客为本, 以质求存, 以优取胜, 以精图新的企业理念。竭诚欢迎广大顾客前来我公司洽谈业务。

水浴恒温振荡器使用的注意事项

- 1、器具应放置在较牢固的工作台面上，环境应清洁整齐，通风良好。
- 2、用户提供的电源插座应有良好的接地措施。
- 3、严禁在正常工作的时候移动机器。
- 4、严禁物体撞击水浴恒温振荡器。
- 5、严禁儿童接近机器，以防发生意外。
- 6、更换熔断器前应先确保电源已切断。
- 7、使用结束后请清理机器，不能留有水滴、污物残留。

以上就是关于水浴恒温振荡器的相关内容介绍，恒温混合器，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

水浴恒温振荡器的特征介绍

- 1、外观新颖，体积小巧，恒温混合器供应商，功能强大。所有与水接触表面均采用不锈钢材料，耐腐蚀性强。
- 2、采用TFT液晶显示屏全息显示运行速度、温度、时间。图示动态符号和数据一目了然。
- 3、内置芯片记忆存储模式，记忆9种常用参数组合，并可实现单节点循环或多节点脉冲循环运行。满足更多实验要求。
- 4、采用微电脑程序PID自动控温，具有温度均匀性好、控温精度高、安全保护等特点。
- 5、振荡和加热采用分体设计，不需要振荡时可取出移动架，作为恒温水浴箱使用，一机两用。
- 6、采用直流电机，低噪音、免维护，使用寿命长。
- 7、透明翻盖设计，操作方便，恒温混合器厂家，实时观察内部运行状态。

如需了解更多水浴恒温振荡器的相关信息，欢迎关注莱普特科学仪器（北京）有限公司网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

莱普特(图)-恒温混合器公司-恒温混合器由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 海淀区 的商业设备等行业积累了大批忠诚的客户。莱普特科学仪器带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！