

# WATERS NOVA-PAK色谱柱

产品名称	WATERS NOVA-PAK色谱柱
公司名称	长沙连标科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	雨花区东二环高桥友谊汽配城
联系电话	13607489126

## 产品详情

??? WATERS NOVA-PAK???

WATERS NOVA-PAK???

## Nova-Pak???

WATERS NOVA-PAK色谱柱 色谱柱具有各种尺寸，满足您应用的需要。由沃特世专门生产，Nova-Pak键合相具有4 m和6 m的小粒径，提供高分离度，通过使用更短的色谱柱，提供更有效和快速的色谱分离，减少溶剂损耗，或者使用更长的色谱柱分离复杂混合物。4 m颗粒色谱柱有柱长75、150和300 mm三种型号不锈钢柱。可重复使用柱接头的不锈钢柱有50、100、150和250 mm四种长度。WATERS cGMP生产设施严格的QC过程确保批次之间的重现性。

的填料种类及物理性质一览表

键合相	颗粒度	颗粒形状	孔径	含碳量	是否端基封口
Nova-Pak填料					
C18	4m	球形	60A	7%	是
C8	4m	球形	60A	4%	是
苯基	4m	球形	60A	50%	是
氰基	4m	球形	60A	2%	是
硅胶	4m	球形	60A		

订货信息：

WATERS NOVA-PAK色谱柱（部份产品节选）

键合相	颗粒度	规格	部件号
C18	4m	2.1mm × 150m	WATO23655
		m	
	4m	3.9mm × 75mm	WATO11670
	4m	3.9mm × 150m	WATO86344
		m	
	4m	3.9mm × 300m	WATO11695
		m	
	4m	4.6mm × 150m	WATO44375
		m	
	4m	2.1mm × 150m	WATO52735
		m	
C8	4m	3.9mm × 75mm	WATO35877
	4m	3.9mm × 150m	WATO35876
		m	
	4m	2.1mm × 150m	WATO52740
		m	
苯基	4m	3.9mm × 75mm	WATO11675
	4m	3.9mm × 150m	WATO10656
		m	
氰基	4m	3.9mm × 75mm	WATO10270
	4m	3.9mm × 150m	WATO44245
		m	
	4m	3.9mm × 300m	WATO56920
		m	
	4m	2.1mm × 150m	WATO52745
		m	
硅胶	4m	3.9mm × 75mm	WATO11680
	4m	3.9mm × 150m	WATO10025
		m	

说明：需配Sentrytm保护柱套WATO46910

键合相	颗粒度	规格	部件号
C18	4m	3.9mm × 20m	WATO44380
		m	
C8	4m	3.9mm × 20m	WATO46830
		m	
苯基	4m	3.9mm × 20m	WATO46835
		m	
氰基	4m	3.9mm × 20m	WATO46840
		m	
硅胶	4m	3.9mm × 20m	WATO46845
		m	

Waters????????????????

??????????

