

57265 Supelco固相萃取装置

产品名称	57265 Supelco固相萃取装置
公司名称	长沙连标科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	雨花区东二环高桥友谊汽配城
联系电话	13607489126

产品详情

1.固相萃取SPE介绍及装置

Supelco SPE的优点 防交叉 污染、防雾化真空 槽设计 可配大容 量采样器、快速浓 缩干燥装置,批处理 样品 SPE小柱质量 稳定,样品回收率 高,精密度好	
大体积取样器直接 将低粘度样品从样 品容器传输至Visip rep SPE真空样品处理 装置的固相萃取管 。	
真空样品处理装置V isiprep DL SPE 真空 样品处理装置消除 了同一孔上一个样 品污染另一个样品 的可能性法。	

<p>典型应用 生物体液分析，主要包括：血清、血浆、血液、尿液及细胞间质 牛奶处理、白酒、啤酒和饮料、果汁 引用水、地下水和污水的分析 挥发油、植物组织、水果、蔬菜及谷物 液体药物样品、土壤和沉积物 肉、鱼或其它动物组织、药片及其它固体药物</p>
<p>2.Supelco固相萃取小柱</p>
<p>* 硅胶填料：40 μm颗粒，60A孔径，聚乙烯涂层</p>
<p>* Florisil填料：硅酸镁，100/120目，聚乙烯涂层</p>
<p>* 树脂填料：80-160 μm，球型颗粒，聚乙烯涂层</p>
<p>* 石墨碳填料：无键合相，网眼颗粒</p>
<p>3.固相萃取圆盘</p>
<p>高流速 低堵塞 低价位（与聚四氟乙烯圆盘）ENVI-18 DSK圆盘（C18键合相）和ENVI-8 DSK圆盘（C8键合相）都为含有表面改良硅的多孔玻璃纤维基体，它们常用于从大量水中（至少1L）萃取有机污染物，如PAHs、PCBs、杀虫剂、除草剂、酞酸酯等。使用玻璃纤维基体可以实现高流速，同时又能减少微粒堵塞。ENVI-Disk基体厚而硬，可以捕获流经它的各种微粒。与之相比，聚四氟乙烯薄膜圆盘薄、软、易于起皱，而且如果样品含有微粒，易于堵塞。ENVI-18 DSK和ENVI-8</p>

DSK圆盘适用于以下US EPA方法：506
酞酸酯525.1 半挥发性有机物549.1
百草枯和敌草快550.1 多环芳香烃Supelco
固相萃取装置（24位）固相萃取的详细资
料：固相萃取技术参数：产品名称
订货号12管防交叉污染SPE萃取装置
5704424管防交叉污染SPE萃取装置
5726512管干燥装置 R57100U大容量采样
管4管/套用于ml,6ml萃取管
57275大容量采样管 3管/套用于12
ml,20ml,60ml萃取管
57272固相萃取连接管（聚四氟乙烯）
100支/包 57059SPE转接头（小柱适配器）
12只/包 001012SPE流速调节阀（夸克，流
量控制阀）
M812131000ml固相萃取装置缓冲瓶
M81217Supelco 24管真空固相萃取装置的
主要特点：防交叉污染、防雾化真空槽
设计可配大容量采样器、快速浓缩干燥
装置,批处理样品SPE小柱质量稳定，样品
回收率高，精密度好处理量大一次可同
时处理12 或24 个样品无乳化现象样品回
收率高溶剂用量少对环境无污染方法简
单快速经济大体积取样器 直接将低粘度
样品从样品容器传输至Visiprep
SPE真空样品处理装置的固相萃取管。