

江苏泽康 袜子电极片经销商 东海袜子电极片

产品名称	江苏泽康 袜子电极片经销商 东海袜子电极片
公司名称	江苏泽康医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区无锡中关村软件园22号楼
联系电话	13395101053 13395101053

产品详情

首先看看原来的旧电极片和电极连线的生产厂家，袜子电极片经销商，尽量买原厂生产的好。其次就买其他厂家的但型号规格要一致，比如一些参数以及插头是否吻合等。一般都是可以用的。买时要咨询卖家，采纳他们的意见如果回家不合适再找卖家换是没有问题的。

电极连接线接上面标有英文字母，右上 (RA)：胸骨右缘锁骨中线肋间。

右下 (RL)：右锁骨中线剑突水平处。

中间 (C)：胸骨左缘第四肋间。

左上 (LA)：胸骨左缘锁骨中线肋间，

左下 (LL)：左锁骨中线剑突水平处。

心电电极的放置位置：

胸导V1～V6依次为红黄绿茶黑紫

V1位于胸骨右缘第4肋间；V2位于胸骨左缘第4肋间；V3位于V2与V4两点连线的中点；

V4位于左锁骨中线与第5肋间相交处；V5位于左腋前线V4水平处；V6位于左腋中线V4水平处

上肢右红左黄

下肢右黑左绿或者右绿左黑

电极片的使用方法：

配合药液使用时，用一块浸湿药液的药棉，铺贴在要zhi疗的部位，要求铺贴均匀平整，湿润。然后将电极片复盖在湿润的药棉上面，袜子电极片价格，用随机配给的松紧带，或自用文胸将电极片绑紧，固定。

不配合药液使用时，直接将电极片铺贴在要zhi疗的部位，用随机配给的松紧带，或自用文胸将电极片绑紧固定。

使用时应将该部位皮肤表面按常规清洁，揩干、除去污垢、汗渍后，将贴与机器线正确连接，袜子电极片多少钱，揭去贴保护膜，粘贴于所用部位，即可开机进行常规使用。每次使用结束后，先关机再拨下导线插头、揭下贴、贴上保护膜、妥善保存，以备下次再用。

电极片产品介绍：

自粘式电极片自粘式电极片与皮肤附着力强、可重复使用等特点，适用于各类高、中、底频家庭保健理疗的仪器。可根据要求设计外型、丝印商标和图案

电极片的使用次数

电极片的使用次数与人体皮肤的清洁度和油性有关系，所以在使用前，先用清洗皮肤（酒精同样也可以）。通过清洗皮肤，东海袜子电极片，就可以达到更好的使用效果，提高电极片的使用次数。每次使用过后，都把电极片放回原包装袋子里，放置阴凉处。

江苏泽康(图)-袜子电极片经销商-东海袜子电极片由江苏泽康科技有限公司提供。江苏泽康科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！