

# 医用检验试剂冷藏柜

产品名称	医用检验试剂冷藏柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	620843.00/台
规格参数	控温:风冷2-8 /-20 容积:50升60升80升300升800升 公司:福意联恒温冰箱
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用检验试剂冷藏柜用途说明：

适用于医院、站、疾病预防控制、科研机构、电子、化工、系统、高校实验、生物工程、远洋渔业等。

北京福意电器有限公司以科学管理为指导方针，以质量保障为生命，本着优良、创新、团结、守信的态度，为广大用户提供更好的产品和售后。公司坚持以用户上，信誉永恒和售后优良。以的产品及售后回报您的优良与厚爱！我们希望进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

医用检验试剂冷藏柜型号说明：

医用检验试剂冷藏柜说明：

北京福意电器有限公司主要从事恒温保存设备、冷藏设备、冷冻设备的开发与经营工作。目前广泛应用于石油化工、钢铁冶金、机械制造、水利电力、基建、科学研究及大院校教学等领域，并得到了广大用户的信赖与优良。公司自成立以来以现代化管理理念为根本，以雄厚的力量为后盾，坚持以市场需

求为导向，以用户满意为准则。传承“以德敬人、以诚立人”的，建立一切以客户的需求为工作目标的经营理念。真诚新老客户前来洽谈业务，交流，增进友谊，我们将竭诚为您售后！

医用检验试剂冷藏柜使用注意事项：实验室冰箱一般故障及检查：1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。3、如有故障，应请业人员修理或打电话来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中一定要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。

勤发发