

# 许昌小孔径连接件测试仪生产厂家 济南寰正科技

产品名称	许昌小孔径连接件测试仪生产厂家 济南寰正科技
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

## 产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、有效的行动，取得了骄人的成绩。公司不断开发设计的产品，提升产品品质，在医辽器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。企业宗旨：为的实验室用户提供高的产品和有效的服务，成为行业内的企业。

- 1、量具（鲁尔接头量规）使用完毕后，应及时清理干净测量部位附着物，6%小孔径连接件测试仪生产厂家，存放在规定的量具盒内。
- 2、生产现场在用量具应摆放在工艺置位置，轻拿轻放，以防止磕碰而损坏测量表面。
- 3、环规长时间不用，6%小孔径连接件测试仪生产厂家，应交计量管理部门妥善保管。

将测试仪水平放在台面上，用一根导管将贮水器的出水口（贮水器下方）与测试仪的进水口连接（测试仪左侧），再用一根导管连接到测试仪的出水口（测试仪左侧）另一端放到贮水器内（用户自配），导管插入插座内，必须插到底。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医1疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。通过不断积极和开拓进取，许昌小孔径连接件测试仪生产厂家，我们始终走在行业的前沿。下面就由寰正科技的小编为大家讲一讲鲁尔圆锥接头测试仪的使用注意事项。

## 关于消毒

棉签只能消毒鲁尔接头外沿，无法消毒鲁尔接头内部，一旦鲁尔接头内部被污染，应立即更换三通/导管；图7 棉签无法消毒鲁尔接头内部

### 6%（鲁尔）外和内圆锥接头

在GB/T 1962.1中所规定的外和内圆锥接头的尺寸和公差适用于本标准中的第4章所描述的接头中相对应的圆锥部分。

#### 刚性材料

由刚性材料所制成的外和内圆锥锁定接头的尺寸

#### 半刚性材料

对于由半刚性材料所制成的接头，由于其材料特性不可能精而准确地规定接头的尺寸。

注射针圆锥接头性能综合测试仪是根据“GB/T1962.1 - 2001、注射针及其他6%（鲁尔）圆锥接头头一部分，下面就由寰正来讲讲如何保养吧。

#### 鲁尔接头量规保养：

- 1、量具（鲁尔接头量规）使用完毕后，应及时清理干净测量部位附着物，存放在规定的量具盒内。
- 2、严禁将量具作为切削工具强制旋入螺纹，避免造成早期磨损。
- 3、使用完毕后涂上润滑油放置到包装盒内确保放置时间较长不生锈。

许昌小孔径连接件测试仪生产厂家-济南寰正科技由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，寰正科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张宗红。