

武汉医捷迅安商贸 迈瑞除颤仪报价 迈瑞除颤仪

产品名称	武汉医捷迅安商贸 迈瑞除颤仪报价 迈瑞除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

供应普美康AED体外自动除颤仪

德国普美康AED自动除颤仪

品牌：PRIMEDIC（普美康）

产地：德国

产品型号：HeartSave AED-M加强型

技术数据

除颤

运行方式：异步，体外除颤

脉冲形式：双相波，电流控制除颤（CCD）

输出能量：140-360J

脉冲长度：正相11.25毫秒，迈瑞除颤仪报价，负相3.75毫秒

放电：新的锂电池可放电110次

充电时间：充电时间为13秒 ± 2秒

普美康AED自动体外除颤仪

特有的电流控制除颤

新型的PRIMEDIC除颤脉冲通过一个电流调节的脉冲输出级产生。在整个脉冲过程中，无论病人阻抗高低，都保持着精确的电流强度。传统的脉冲形式存在的缺陷是：高阻抗病人接受除颤的能量过少，而低阻抗病人接受的除颤能量过高。

新一代除颤仪采用的是双相脉冲波形（在除颤过程中一次性改变脉冲方向）。与传统的除颤脉冲相比，在PRIMEDIC脉冲波形中，电流强度被主动地调节至一个预先设定的值，脉冲持续时间也被确定。病人是唯一的变量。由此根据不同的病人状况匹配所释放的能量。性的PRIMEDIC除颤

心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

除颤的实际操作过程

- 1、迅速熟悉、检查除颤仪，各部位按键、旋钮、电极板完好，电能充足。
- 2、患者取仰平卧位，操作者位于患者右侧位。
- 3、迅速开启除颤仪，调试除颤仪至监护位置，迈瑞除颤仪，显示患者心律。
- 4、用干布迅速擦干患者胸部皮肤，迈瑞除颤仪的使用，将手控除颤电极板涂以导电胶。
- 5、确定手控除颤电极板正确安放胸部位置，前电极板放在胸骨外缘上部、右侧锁骨下方。外侧电极板放在左下胸、乳头左侧、电极板中心在腋前线上，并观察心电波型，确定为室颤。
- 6、选择除颤能量，首次除颤用200J；第二次用200-300J；第三次为360J。
- 7、按压除颤充电按钮，迈瑞除颤仪图片说明书，使除颤器充电。
- 8、除颤电极板紧贴胸壁，适当加以压力，确定无周围人员直接或间接与患者接触。
- 9、除颤仪显示可以除颤信号时，双手同时协调按压手控电极两个放电按钮进行电击。
- 10、放电结束不移开电极，观察电击除颤后心律，若仍为室颤，则选择第二次除颤、第三次除颤，重复第4~10步骤。

武汉医捷迅安商贸(图)-迈瑞除颤仪报价-迈瑞除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是一家从事“实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“医捷迅安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使医捷迅安在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！