

蒙泰约束带材质有哪些 江苏约束带 蒙泰护理厂家经销

产品名称	蒙泰约束带材质有哪些 江苏约束带 蒙泰护理厂家经销
公司名称	东莞市蒙泰护理用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区宏远路10号楼五楼北面
联系电话	18819503738 18819503738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市蒙泰护理用品有限公司

约束带的使用方法有哪几种？

蒙泰护理作为医疗护理用品的生产厂家，生产了多款约束带，如：肩部约束带、腰腹部约束带、四肢约束带等，蒙泰约束带材质有哪些，对于约束带有那么多，但是使用方法有哪几种，你们可能就摸不着头脑了！

- 1、用于大腿保护性约束的大腿型约束带——用于固定大腿，江苏约束带，限制患者下肢进行大范围活动，操作时先上锁钉，然后
先上锁钉。
- 3、固定带反扣于锁钉上，并安上锁扣。
- 4、将约束带固定在床架上。
- 5、开启锁扣，将患者踝部置于软垫内，固定魔术贴。

6、固定带穿过金属扣，反折立即锁上锁扣，拉起检查有无松脱。

7、软垫与踝部间可放置两指为宜。

蒙泰主打产品—约束带

约束带是蒙泰的主打产品，它主要是由棉质织带、羊羔绒软垫、锁扣、锁钉、钥匙等结构组成。

织带是由棉质织物手工缝制而成，柔软手感好，易清洁和保养；羊羔绒软垫是缝制在被约束的部位上，用于保护病人的约束部位，减少病人因挣扎摩擦或压力，伤害局部皮肤；锁钉、锁扣、钥匙组成了蒙泰约束带的磁控锁装置，这个磁控锁装置的设计，可以减少病人或其他人打开约束带的几率，给病人或他人带去多一份的安全，给病人一个保护性的约束作用。

除此之外，蒙泰的约束带按照不同的部位还分多种款式，如肩部、腰腹部、大腿、四肢等，无论是哪一个部位，只要是遵循医嘱来使用，蒙泰的约束带都可以帮助到您！

约束带要如何使用才可以？

使用约束带要注意这几点，你注意了吗？

约束带的使用多用于临床护理中，由于患者躁动而出现的意外事情，如非计划性拔出管道、坠床等并不少，蒙泰约束带厂家，约束带也常被运用。然而在使用约束带的过程中，你是否有注意到以下几点呢？

- 1、约束带要在有医嘱的情况下使用；
- 2、使用时需要告知患者及其家属，取得配合；
- 3、需要护理人员加强对使用约束带患者的护理安全管理；

若想了解更多约束带的详情，欢迎前来蒙泰护理咨询！