

一次性橡胶手套检测 丁腈手套老化性能检测

产品名称	一次性橡胶手套检测 丁腈手套老化性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

一次性橡胶手套检测 手术手套检测

一次性使用灭菌橡胶外科手套检测

一次性外科手套检测，主要可参考GB 7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》中的规定来执行。具体检测项目有物理尺寸的测定，主要包括对长度、宽度、厚度的测定。检测手套渗漏性能可以通过不透水性试验测定。手套拉伸性能需要检测老化前的扯断力和扯断伸长率、老化后的扯断力和扯断伸长率、300%定伸负荷。此外还需要检测手套的灭菌效果。

一次性使用医用橡胶检查手套检测

一次性检查手套，主要可参考GB 10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》中的规定来执行。一次性检查手套的检测项目基本与外科手套一致。只是在拉伸性能上取消了300%的定伸负荷一项。当然，在具体指标要求上，一次性检查手套较外科手套宽松许多。

一次性使用聚氯乙烯医用检查手套检测

一次性聚氯乙烯检查手套，可参考GB24786-2009《一次性使用聚氯乙烯医用检查手套》来检测。聚氯乙烯检查手套属于检查手套范畴，所以检测项目基本与一次性检查手套一致。但是在原料上规定上。因为一次性检查手套更为广泛，包含了配合天然橡胶胶乳、配合丁腈橡胶胶乳、配合丁苯橡胶胶乳、热塑性弹性体溶液等更多质量的规定。

一次性医用橡胶手套其次除了以上标准规定的检测项目外，如果是次上市或研发，还需要检测其生物安全性能、生物功能性能、生物适用性能等毒理学试验。其实，总结来讲就是对橡胶手套的稳定性、力学性能及加工成型性能进行测定。从而得到我们需要的数据。拜恩检测作为国内防护用品检测机构，可供一次性使用医用橡胶检查手套检测、一次性使用灭菌橡胶外科手套检测、一次性使用聚氯乙烯医用检查手套检测等服务。

