

医捷迅安 心脏除颤仪的原理 心脏除颤仪

产品名称	医捷迅安 心脏除颤仪的原理 心脏除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

除颤电极板位置

前尖位: 胸骨右缘锁骨下方

乳头的左侧电极板的中心在腋中线上。

前后位右前壁锁骨下

背部左肩胛下。

尖后位心尖部

背后右肩胛角

除颤波形和能量水平 单相波形电除颤360双相波形电除颤150 200

除颤用物准备

除颤器、导电膏 盐水纱布 电除颤时尚需配备各种抢救和心肺复苏所需要的器械和药品

如氧气、吸引器、气管插管用品、血压和心电监测设备 及配有常规抢救药品的抢救车等 以备急需

除颤仪/瑞士席勒DG5000除颤监护仪

瑞士席勒DG5000除颤监护仪

DEFIGARD 5000 医院除颤的全新景象 DEFIGARD 5000采用了高效的多脉冲双向波 (Multipulse Biowave?) 以及高精度监护模块，并配以大屏幕彩色显示屏。10.4寸显示屏让DEFIGARD 5000能够同时清晰显示12导ECG波形。用户界面友好，操作简单，心脏除颤仪，可通过导航旋钮和快捷键迅速访问所需的菜单和功能界面。除颤：可使用除颤手柄、粘性电极片或体内除颤手柄
多脉冲双向波除颤技术——将安全与效能同时提升至1级致 可选的半自动除颤模式 (AED) :
使用儿童电极时，设备将自动调整除颤能量。

供应 XD1除颤监护仪荟萃了所有的技术精华。

外壳坚固，性能优越，操作简便，心脏除颤仪的说明书，设计先进。即使在情况下也可实现操作。

XD1除颤监护仪重量轻，操作简单舒适。通过可取出的存储卡，心脏除颤仪的原理，新型XD1除颤监护仪可根据需要转移或存储所有的重要心电图数据至电脑，操作简单。

XD1配备了多种文字，可根据用户需要。

3/6导心电可相互自由转换——可在显示屏上显示任意两条曲线。

为了更好的监护患者，还可计量脉搏次数。

普美康心电图浏览软件可对应用数据进行方便的分析 and 存储。可以简单一目了然的展示所有的应用数据。

医捷迅安(图)-心脏除颤仪的原理-心脏除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，医捷迅安一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。