

手持均质器多少钱 莱普特科学仪器 手持均质器

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 手持均质器多少钱 莱普特科学仪器 手持均质器 |
| 公司名称 | 莱普特科学仪器（北京）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室 |
| 联系电话 | 18612556236 |

产品详情

电动组织匀浆机 手持匀浆器

手持均质器手持均质器品牌

适用范围：

- 适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；
- 适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃，胸腺、肠、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎；
- 可均浆使用。

产品特点：

- 1.外观轻巧，操作简单方便。
- 2.转速可调，适用范围广泛。
- 3.采用微型直流马达驱动研磨杵工作，研磨微量组织，时间短效果快。
- 4.研磨杵重量轻，适合多种灭菌方式，可重复使用，拆卸方便。

以上就是关于均质器的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

手持匀浆器适用范围

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

手持均质器手持均质器品牌

适用范围：

适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；

适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、胸腺、肠、淋、肌肉、骨骼等样品的研磨破碎；

可均浆使用。

均质器正确使用步骤

均质器正确使用步骤为：

- 1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
- 2、打开均质器门，手持均质器厂家，将无菌袋开口在关闭均质器门时夹住。
- 3、设定使用程序(如拍击速度、拍击时间等)，手持均质器，进行拍击均质工作。
- 4、实验完毕后，打开均质器门，取样品。

莱普特拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对均质器感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

手持均质器多少钱-莱普特科学仪器-手持均质器由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！