

## 医用保暖柜（保温柜）

产品名称	医用保暖柜（保温柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67044.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 医用保暖柜（保温柜）公司说明-

临床研究表明，术中使用加温医用盐水进行冲洗伤口有效避免寒战发生，加温术中医用盐水冲洗液是有效地保温措施。手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

医用保暖柜（保温柜）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 医用保暖柜（保温柜）公司说明：

北京福意电器有限公司本着以“以德敬人，以诚立人”为，以“产品高”为指导，以“诚实守信”为基础，为广大客户提供的售后，同时建立一支优良知识理念和优良的产品售后的年青团队。让广大顾客在置身当今科技高速发展的-中，与时代永续发展。

### 医用保暖柜（保温柜）产品参数：

- 1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、根据箱体大小放入相应的液体药品

的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用保暖柜（保温柜）相关- 正常成人安静状态下：舌下温度36.3--37.2

直肠温度36.5--37.7（比口腔温度高0.3--0.5）腋下36.0--37.0（比口腔温度低0.3--0.5）；体温如果低于35.0称为体温过低 有生命危险；体温如果低于36.0但大于35.0只能说明你的体温过低。

体温是指机体内部的温度。正常人腋下温度为30—37度，口腔温度比腋下高0.2

—0.4度，直肠温度又比口腔温度高0.3—0.5度。 人体的温度是相对恒定的正常人在24小时内体

温略有波动，一般相差不超过1度。生理状态下，早晨体度略低，下午略高。运动、进食后、妇女月经期前或\*期体温稍高，而老年人体温偏低。体温高于正常称为发热，37.5—38度为低热，38—39度为中度发热，39—40度为高热，40度以上为超高热。人体温度相对恒定是维持人体正常生命的重要条件之一，如体温高于41度或低于25度时将严重影响各系统（特别是神经系统）的机能，甚危害生命。机体的产热和散热，是受神经调节的，很多疾病都可使体温正常调节机能发生障碍而使体温发生变化。临床上对病人检查体温，观罕其变化对诊断疾病或判断某些疾病的预后有重要意义。

勤发发