

医捷迅安 分娩阵痛体验仪使用 分娩阵痛体验仪

产品名称	医捷迅安 分娩阵痛体验仪使用 分娩阵痛体验仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

分娩阵痛体验仪说明书

6.按键面板操作说明

模式按键：在自然分娩模式与辅助分娩模式间进行切换（停止状态下才能进行切换）

停止按键：使机器停止运行（所有参数归零）

开始暂停电位器：按下电位器可使机器运行或暂停，分娩阵痛体验仪是什么，向右旋转电位器可使机器输出强度增加，向左旋转可使机器输出强度减小。

大强度：此参数为在输出等级不变的情况下改变输出强度，不同的场合可灵活设置此参数，大强度为450小强度为350

语音：语音输出开关

音量：音量大小设置，分娩阵痛体验仪，大音量为8小音量为1

重置：还原默认参数，分娩阵痛体验仪使用，强度为350、语音开、音量8，分娩阵痛体验仪价格，点击“确定”后完成重置设置。

确定：将当前参数保存

返回：返回操作主界面

1原理介绍

利用电压会对人体产生刺激作用的原理，将不同大小和规律的电脉冲作用于人体腹部表面，从而起到模拟孕妇分娩的效果。

2安全警告

装有心脏起搏器者禁止使用本产品！

本产品仅适用于身体健康的成年人！

对电过敏者禁止使用！

5外观与组件

5.1主机

触摸显示屏

输出和外接按钮

紧急急停开关

电源开关和电源输入

RS232（扩展功能）

外接按钮插孔

输出A显示LED

输出A导联线插孔

输出B显示LED

输出B导联线插孔

5.2 组件

导联线X2

外接停止开关

电源线

DL-2.1推车式大小一台单桶洗衣机大小，可调节机器增加电流刺激肌肉收缩，来模拟分娩时的疼痛，痛感从一到十，共有十个层级。任何人都可以体验到分娩的痛感。

分娩体验功能 + 痛经体验功能

触摸显示屏

全程语音提示

高强度输出后台可设置

储物槽设计

医捷迅安(图)-分娩阵痛体验仪使用-分娩阵痛体验仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。医捷迅安——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层，联系人：张经理。