

心脏除颤仪的注意事项ppt厂家报价 医捷迅安

产品名称	心脏除颤仪的注意事项ppt厂家报价 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

2电极 体外电复律时电极板安放的位置有两种。一种称为前后位，即一块电极板放在背部肩胛下区；另一块放在胸骨左缘3~4肋间水平。有人认为这种方式通过心脏电流较多，使所需电能较少，潜在的并发症也可减少。选择性电复律术宜采用这种方式。另一种是一块电极板放在胸骨右缘2~3肋间（心底部）。另一块放在左腋前线内第5肋间（心尖部）。这种方式迅速便利，适用于紧急电击除颤。两块电极板之间的距离不应<10cm。电极板应该紧贴病人皮肤并稍为加压，不能留有空隙，边缘不能翘起。安放电极处的皮肤应涂导电糊，也可用盐水纱布，紧急时甚至可用清水，但绝对禁用酒精，否则可引起皮肤灼伤。消瘦而肋间隙明显凹陷而致电极与皮肤接触不良者宜用盐水纱布，心脏除颤仪的注意事项ppt，并可多用几层，可改善皮肤与电极的接触。两个电极板之间要保持干燥，避免因导电糊或盐水相连而造成短路。也应保持电极板把手的干燥。不能被导电糊或盐水污染，以免伤及操作者。当心脏手术或开胸心脏按摩而需作心脏直接电击除颤时，所需专有小型电极板，一块置于右心室面；另一种置于心尖部，心脏表面洒上生理盐水，电极板紧贴心室壁。

供应普美康AED体外自动除颤仪

德国普美康AED自动除颤仪

品牌：PRIMEDIC（普美康）

产地：德国

产品型号：HeartSave AED-M加强型

技术数据

除颤

运行方式：异步，体外除颤

脉冲形式：双相波，电流控制除颤（CCD）

输出能量：140-360J

脉冲长度：正相11.25毫秒，负相3.75毫秒

放电：新的锂电池可放电110次

充电时间：充电时间为13秒 ± 2秒

武汉医捷迅安商贸有限公司、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的抹布湿式擦拭，如有血液、体液、分泌物污染时，用75%酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，清洁机器外壳，做好记录，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划

心脏除颤仪的注意事项ppt厂家报价-医捷迅安由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是一家从事“实验室仪器耗材的批发零售,电子仪器设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“医捷迅安”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使医捷迅安在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！