

德国Karl Storz史托斯宫腔镜26120BA

产品名称	德国Karl Storz史托斯宫腔镜26120BA
公司名称	湖南医达医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路159号通程国际大酒店801-A019号
联系电话	15367973872

产品详情

HOPKINS II内镜

直径2.9 mm

26120 BA,长度100cm,检查端高触消毒,宫腔镜置管光纤接口,标志色:红色,可放大1倍,60倍,直径2.9mm,可高温高压消毒,30°内直镜,纤镜直径2.9mm,长度100cm

26020 BA,长度100cm,检查端高触消毒,宫腔镜置管光纤接口,标志色:黑色,可放大1倍,60倍,直径2.9mm,可高温高压消毒,10°内直镜,纤镜直径2.9mm,长度100cm

26120 BHA,长度100cm,检查端高触消毒,宫腔镜置管光纤接口,标志色:红色,可放大1倍,60倍,直径2.9mm,可高温高压消毒,30°内直镜,纤镜直径2.9mm,长度100cm

Continuous-Flow检查鞘

无工作通道

与HOPKINS II 30 ° 内镜26120 BA和26120 BHA配套使用

26161 VS 检查鞘，直径 4.1 mm,带1个LUER-Lock 连接器

26162 VB 检查鞘，直径3.8 mm,带1个LUER-Lock连接器，与Continuous-Flow检查鞘26161 VC配套使用

26161 VC 检查鞘，直径4.5 mm,带1个LUER-Lock连接器，与检查鞘26161 VB和26162 VB配套使用

26161 VB 检查鞘，直径3.8 mm,带1个LUER-Lock连接器，与Continuous-Flow检查鞘26161 VC配套使用

Continuous-Flow手术鞘

带通道用于半硬性5 Fr.手术器械

与HOPKINS II 30 ° 内镜26120 BA和26120 BHA配套使用

BETTOCCHI鞘，规格5 mm

26153 B 连接器,与Continuo-Flex手术鞘-规格4.8mm,带通道配套使用半硬性5 Fr.手术器械,带1个控制阀门和1个LUER-

26153 B 连接器,与Continuo-Flex手术鞘-规格5 mm,带1个控制阀门和1个LUER-

与HOPKINS II 12°和30°内镜26020 BA, 26120 BA和26120 BHA配套使用

特点:

特制鞘体用于理想灌流

流入和流出接口安装于侧面,提高患者舒适性

单一鞘体系统操作简单

既可与12°和30°内镜配套使用

26153 EA 宫腔镜鞘,规格5 mm,带通道用于5 Fr.手术器械,内外鞘不可拆分

带通道用于半硬性7 Fr.手术器械,

与Ovabloc配套使用

BETTOCCHI鞘,与Ovabloc配套使用

26153 C 连接器,与Continuo-Flex手术鞘-规格4.8mm,带通道配套使用半硬性7 Fr.手术器械,带1个控制阀门和1个LUER-

26153 C 连接器,与Continuo-Flex手术鞘-规格5.5 mm,带1个控制阀门和1个LUER-