

标承实验仪器 桂林工业烘箱 工业烘箱

产品名称	标承实验仪器 桂林工业烘箱 工业烘箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

真空高温气氛炉注意事项

真空高温气氛炉注意事项:

- 1、除了做实验外，不要停留在高温炉管区。
- 2、实验工作完毕时，若无人继续使用，请关特殊气体，保留N₂流动，炉管保持在standby温度，并查看是否有其它电源该关而没有关，如:cleanhood灯光、煮酸用的小电炉或其它，请随手关掉。
- 3、处理HF时，请戴手套，如不小心碰到HF时，请立刻冲水，用葡萄糖酸钙加2%之水，揉擦伤处15"。
- 4、石英玻璃制品请小心使用，引起严重割伤。
- 5、避免吸入从炉子或处理槽所冒出之各种气体。
- 6、(KCN)不可与酸类混置，因两者可产生KCN气体。
- 7、一旦发现有妨碍安全之事物时，请立即通知有关人员(技术员等)。
- 8、请节约纯水用量。
- 9、破晶片、滤纸、棉花棒.....等，请勿掉入清洗槽的底部排水孔，以免因排水不良造成地板渍水。
- 10、长短推杆之前端，在还没使用到时，请朝上以免污染。
- 11、晶片进出炉口时，承接boat的holder，请勿碰触炉管口，以免污染炉管。

上海标承实验仪器有限公司

烘箱注意事项及应用范围

烘箱注意事项

烘箱具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能，选用不锈钢制作的工作室，采用圆角设计，使清洁更方便，可选配的独立限温控制系统，超过设定温度自动中断工作。烘箱采用不锈钢内胆，四角半圆弧形过渡，工业烘箱，搁板支架可以自由装卸，便于箱内清洁，新P.I.D模糊逻辑处理控制器，快速到达设定值且运转更加准确稳定，陶瓷纤维材质，桂林工业烘箱，能长期高温运行，使用寿命长。

烘箱可预设7组63步可编程序，每组9步，每组设置时间0~5999分。可预置开机和关机时间，循环风机转速可调，多段可编程控制，菜单式操作界面，可以简化复杂的实验过程，真正实现自动控制和运行，具有设计优良、造型新颖、操作方便、控温准确、容易维护等特点，适用于对物品的干燥、烘焙、熔腊、灭菌等；适用于工矿企业、科研院所、大专院校、卫生等单位。鼓风干燥箱工作室空气经电加热器加热后，南宁工业烘箱，经风机强制循环，在工作区与被加热物品进行均匀的热量交换，以达到烘烤式干燥的目的。

上海标承实验仪器有限公司

烘箱本身是有温控器显示温度的，所以一般无需再放温度计，但是下列

- 1、有人会再放一个温度计：1.怀疑温控器显示数值不准确，再放一个温度计来验证；温度计一般放在试样附近
- 2.温控器显示值是其测温探头位置的温度，温度计显示值为温度计位置的温度。假设两者准确度都是经过检定是准确的，如果显示值有较大的差异，那么，可以说明烘箱内不同区域的温度偏差大（即箱内温度均匀性差）。
- 3.说明：温度的对比，应该在烘箱温度到达恒温并稳定后，广西工业烘箱，因为温度变化过程中，两者测得的数据不同是正常的；
- 4.另外，常有人把温度计放在烘箱的出风口这位置，其实并不合适，测得的数据不代表箱内有效工作区域的温度。

标承实验仪器(图)-桂林工业烘箱-工业烘箱由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司在试验机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，标承实验仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。